

Renfert

making work easy



EASYview 3D

NOVITÀ Video microscopio 3D

EASYview 3D

Video microscopio 3D

L'EASYview 3D di Renfert è un innovativo video microscopio con monitor 3D, ideale sia per l'osservazione del manufatto, per il lavoro quotidiano e per il controllo della qualità sia per scopi di formazione professionale e di documentazione.



perfect view



Vantaggi

- Agevole coordinazione mani-occhi per lavori filigrani grazie alla modalità 3D.
- Utilizzo simultaneo di immagini del paziente, della ceratura ecc. durante il processo di lavoro grazie alla funzione split-screen.
- Realizzazione di foto ad alta risoluzione e registrazione di sequenze video in Full HD per la documentazione e la comunicazione tramite la rete e la penna USB integrata.

Dettagli

- Ottima valutazione di diversi valori di luminosità e della tessitura superficiale con la modalità in bianco e nero in 2D e 3D.
- Lavorare in modo ergonomico senza stancarsi grazie alla postura di lavoro naturale e sana valutando il manufatto sul monitor.
- Lavori precisi, sicuri e controllati con un ingrandimento di 15x o 20x.

Dati tecnici testata (incl. braccio di supporto)

Tensione nominale	100 / 120 / 230 V
Tensione di rete / frequenza ammessa	100-240 V, 50/60 Hz
Potenza assorbita	12 W
Risoluzione video	Full-HD (1920 x 1080)
Distanza focale (dall'obiettivo all'oggetto)	430 mm (17")
Ingrandimento	15- /20 volte
Spessore del tavolo per morsetto universale	18-74 mm (0.71-2.92")

Dati tecnici schermo

Tensione nominale	100 / 120 / 230 V
Tensione di rete / frequenza ammessa	100-240 V, 50/60 Hz
Risoluzione dello schermo	Full-HD (1920 x 1080)
Distanza di lavoro consigliata dallo schermo	500-700 mm (19-28")
Dimensioni (L x A x P)	511 x 377 x 170 mm (20.12 x 14.84 x 6.69")
Diagonale dello schermo	546,1 mm (21.5")

Referenze

EASY view 3D , 100-240 V 50/60 Hz ¹	No. 2400 0500
EASY view 3D , 100-240 V 50/60 Hz con adattatore multiplo ²	No. 2400 1500
EASY view 3D HDMI-Video-Recorder ¹	No. 2400 0502
EASY view 3D HDMI-Video-Recorder con adattatore multiplo ²	No. 2400 0504
EASY view 3D HDMI-Splitter ¹	No. 2400 0503
EASY view 3D HDMI-Splitter con adattatore multiplo ²	No. 2400 0505
EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D ¹	No. 2400 0501
EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D con adattatore multiplo ²	No. 2400 0506

¹ Variante per l'Europa escluso GB, IT, DK, FL, CH

² Variante internazionale esclusi i paesi europei con presa CEE 7/3

Dotazione EASY view 3D

Testata EASY view 3D con alimentatore e cavo di rete (illuminazione LED incl.), braccio di supporto con cavo e base con morsetto universale, monitor 3D con alimentatore e cavo di rete, occhiali polarizzanti 3D, penna USB 4 GB, mouse, comando a pedale, piano di appoggio, Quick Start Guide

**Ulteriori informazioni
disponibili online**

