


Tecnica di ceratura

Maestria analogica per la precisione digitale

Ceratura di precisione

Waxlectric II è il professionista nell'ambito delle spatole elettriche per ceratura e consente di lavorare in parallelo con due manipoli.



Cappette in cera senza deformazioni

Il fidato fusore per cera d'immersione hotty LED con display a LED e tastiera a membrana riscalda le cere d'immersione in modo uniforme ed altamente preciso.

La preparazione precisa dei monconi in gesso con GEO Dip crea la base ideale per dei restauri perfettamente calzanti, sia classici che in ceramica integrale.



Modellazioni prive di tensioni

Grazie alla speciale formulazione della cera, il filo di cera GEO è privo di tensioni intrinseche e sviluppa solamente una memoria elastica minima.





Tecnica corone
e ponti



Wax-up
estetico



Ceramica integra-
le e pressofusa



Cera speciale

Lavorare in modo flessibile

La gamma GEO Classic offre cere da modellazione di alta qualità in vari gradi di durezza, ideali per ogni esigenza in campo odontotecnico, dalle corone singole ai ponti complessi. Le cere si distinguono per le loro eccellenti proprietà di modellazione, raschiatura e fresaggio e bruciano senza lasciar residui - perfette per la ceramica integrale e la ceramica pressofusa. Le cere GEO Classic possono essere lavorate con precisione e in modo controllato, sia con la fiamma che con la spatola elettrica.



		Cod.				
Kit di base GEO Classic		493 0004	■	■	■	■
GEO Classic		497 0100	■	-	-	-
GEO Classic		497 0200	■	-	-	-
GEO Classic		497 0300	■	-	-	-
GEO Classic		497 1200	■	■	-	-
GEO Classic		497 1300	■	■	-	-
GEO Classic Avantgarde		495 0100	■	-	-	-
GEO Classic Avantgarde		495 0200	■	-	-	-

		Cod.				
GEO Classic Avantgarde		495 0300	■	-	-	-
GEO Classic Natural		499 0300	■	-	■	-
GEO Classic Natural		499 0400	■	■	■	-
GEO Classic Snow-white		499 0101	■	-	■	-
GEO Classic Snow-white		499 0201	■	■	■	-
GEO Classic Cera cervicale		486 1000	■	■	-	■
GEO Classic Cera cervicale e di base		489 1000	■	■	-	■
GEO Classic Cera di fresaggio		485 1000	■	-	-	■

Lavorare in modo efficiente

La gamma GEO Crowax è sinonimo di modellazione conveniente senza compromessi. Le cere di media durezza sono ideali per la tecnica di corone e ponti e per gli scheletrati - facili da usare, affidabili nei risultati.



		Cod.				
GEO Crowax		475 0100	■	■	-	-
GEO Crowax		475 0200	■	■	-	-
GEO Crowax		475 0300	■	■	-	-

		Cod.				
GEO Crowax		475 0400	■	-	-	-
GEO Crowax		475 0500	■	-	-	-
GEO Crowax Cera cervicale e di base		475 0600	■	■	-	■

Opaca

Trasparente



Per saperne di più

www.renfert.com/waxup