

Vaporiere di nuova generazione: un'evoluzione in termini di affidabilità

Renfert presenta POWER steamer 1 e POWER steamer 2

Con le nuove POWER steamer 1 e 2, Renfert introduce una generazione tecnicamente ottimizzata delle proprie vaporiere. Grazie ai miglioramenti apportati ai componenti centrali, gli apparecchi sono progettati per garantire un funzionamento continuo e senza interruzioni. Nel lavoro quotidiano del laboratorio, la vaporiera è uno degli apparecchi più sollecitati. Le temperature elevate e la pressione permanente richiedono una tecnologia robusta e durevole. Già con la prima generazione dei POWER steamer, Renfert era riuscita a creare un sistema robusto, protetto da una garanzia di tre anni per una maggiore tranquillità. I modelli della nuova generazione sono la naturale evoluzione di questa linea e presentano componenti perfezionati dove affidabilità, durata e facilità di manutenzione sono fondamentali.

Un'ottimizzazione curata in ogni dettaglio

Il cuore dell'aggiornamento è una nuova elettrovalvola ridisegnata, caratterizzata da un diametro maggiore per un flusso più efficiente e una resistenza superiore durante l'uso intensivo. L'elettrovalvola può essere sostituita direttamente dall'utente, riducendo i tempi di fermo. Il design presenta un leggero aggiornamento estetico, ma gli apparecchi mantengono però l'ergonomia consolidata. Anche la seconda generazione integra caratteristiche tecniche ampiamente testate:

- Pressione di esercizio costante: 4,5 bar per una pulizia potente ed efficace.
- Sistema di riscaldamento sicuro: l'elemento riscaldante, colato nel fondo in alluminio della caldaia, è protetto dalla corrosione.
- Facile manutenzione: un indicatore di calcificazione basato sull'utilizzo e una ampia apertura di servizio garantiscono interventi di manutenzione semplici e sicuri.

I POWER steamer sono disponibili in due varianti: POWER steamer 1 con riempimento manuale e POWER steamer 2 con allacciamento diretto all'acqua e pompa integrata, per una fornitura di vapore continua.

Un sistema completo, oltre la semplice produzione di vapore

«Consigliamo l'utilizzo di acqua distillata o del sistema per l'addolcimento dell'acqua POWER steamer water softener», spiega il Product Manager Jens Erich. Il sistema di filtrazione controlla costantemente il flusso tramite un sensore integrato e protegge l'apparecchio dai danni causati dal calcare. Come complemento opzionale, la STEAM tube, il box ingegnoso per la pulizia a vapore, completa perfettamente la vaporiera. Renfert si distingue anche per la sua assistenza innovativa. Grazie al "Virtualizzatore" è possibile esplorare digitalmente il POWER steamer 2 – con animazioni funzionali 3D e realtà aumentata per simularne l'inserimento nel proprio laboratorio. Ulteriori informazioni nella pagina del prodotto www.renfert.com/power-steamer

2.857 caratteri

Ulteriori informazioni

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/Germany | www.renfert.com

Contatto stampa

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com