

Renfert lancia la squadramodelli ad alte prestazioni con caratteristiche pratiche

MT premium: il genio tra le squadramodelli

Con la nuova squadramodelli ad acqua MT premium, Renfert dimostra una competenza magistrale in materia di apparecchi professionali affidabili. L'ultimo membro della famiglia di squadramodelli MT entusiasma non solo per le sue elevate prestazioni, ma anche per i suoi raffinati dettagli. È pertanto in linea con l'obiettivo di Renfert di offrire apparecchi per il laboratorio di alta qualità che rendano il lavoro pratico e agevole, e che siano quindi davvero all'altezza del motto "making work easy".

La squadramodelli ad acqua MT premium di Renfert ridefinisce il modo di mettere in squadra i modelli, grazie alla sua potenza senza compromessi e ai dettagli ingegnosi. Dal punto di vista tecnico, la nuova squadramodelli ad alte prestazioni si basa sulle comprovate caratteristiche della squadramodelli MT 3 (ad esempio elevata potenza, pulizia senza necessità di usare utensili) e offre inoltre funzioni intelligenti, come Aqua Stop e un faretto.

Le sue buone prestazioni rendono la MT premium un potente cavallo di battaglia. La costruzione e il design non lasciano nulla a desiderare. Le linee ortogonali incise sul portamodelli assicurano una buona maneggevolezza dei modelli in gesso. Grazie all'inclinazione di 10° dell'apparecchio, si ha una visuale ottimale del modello. La rapida modifica dell'angolo di inclinazione del portamodelli è assicurata dal pratico meccanismo basculante (90° / 98°). Il tubo erogatore posizionato in modo ottimale impedisce l'intasamento del disco abrasivo e la funzione antigoccia assicura una superficie di lavoro pulita e asciutta. La MT premium dispone inoltre di una funzione Aqua Stop che aiuta a risparmiare acqua. Anche la luce di lavoro integrata è un colpo di genio: un faretto che illumina in modo ottimale la superficie di lavoro sul portamodelli.

Ortho guide per modelli ortodontici

Con il set complementare ORTHO guide, la MT premium diventa agevolmente una squadramodelli speciale. La squadratura dei modelli ortodontici diventa facile e sicura grazie a una maschera e a uno speciale portamodelli. Un dispositivo per regolare l'angolazione garantisce angoli definiti. L'allineamento ottimale della linea mediana del rafe è facilitato da una luce laser direzionale.

La MT premium esegue un ottimo lavoro sia nel laboratorio odontotecnico che nello studio dentistico, e porta così la squadratura dei modelli a un nuovo livello. Il connubio perfetto tra potenza senza compromessi, comfort d'uso ed esperienza approfondita rende il risultato tipicamente Renfert: „making work easy“.

2.661 caratteri

Ulteriori informazioni

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/Germany | www.renfert.com

Contatto stampa

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com