

# Comunicato stampa

Hilzingen, Germania – Settembre 2023

*Tanto semplice quanto geniale: la soluzione per una postazione di lavoro pulita ed efficiente*

## **STEAM tube – l'ingegnoso box di Renfert per la pulizia con il getto di vapore**

Renfert (Hilzingen) porta la pulizia con getto di vapore nel laboratorio odontotecnico a un nuovo livello. Il nuovo STEAM tube, l'ingegnoso box per la pulizia con il getto di vapore, è la risposta alle sfide che si presentano nel laboratorio odontotecnico nel pulire i manufatti con il getto di vapore e allevia la frustrazione che si prova guardando il lavello in cui si nasconde lo sporco.

STEAM tube, il geniale box per la pulizia con getto di vapore, assicura una postazione di lavoro pulita. Grazie all'innovativo design del box cilindrico si captano le particelle di sporco e le impurità rimosse dal manufatto con il getto di vapore. I residui (ad esempio la cera o la pasta per lucidare) non si disperdono più nell'area circostante la vaporiera. Inoltre STEAM tube non solo protegge le piccole parti delicate: grazie all'evacuazione controllata del vapore migliora anche la visibilità del manufatto.

L'elemento centrale di STEAM tube è l'imbuto asimmetrico con un lato appiattito che permette di convogliare le impurità, rimosse dal getto di vapore, verso il setaccio. Un setaccio di sicurezza a maglie fini capta i piccoli elementi, che altrimenti si sarebbero persi, e li protegge da danni o dallo smarrimento. L'evacuazione mirata del vapore consente inoltre una libera visuale sul manufatto da pulire. STEAM tube si distingue per un design di alta qualità e per la sua praticità. Con il suo design compatto e l'imbuto ruotabile, si adatta alle diverse esigenze in fatto di ergonomia e si installa facilmente nel laboratorio odontotecnico, sia direttamente nel lavello o anche in posizione libera. STEAM tube può essere pulito facilmente: è sufficiente rimuovere l'imbuto, il setaccio a rete e il contenitore di raccolta.

Con STEAM tube, Renfert trova una soluzione a una sfida quotidiana che si è dovuto affrontare da tempo in laboratorio. Il geniale box per la pulizia con il getto di vapore garantisce una postazione di lavoro pulita e contribuisce attivamente a creare migliori condizioni di lavoro. STEAM tube è dunque un ottimo esempio della filosofia Renfert «making work easy».

**2.267 caratteri**

---

### **Ulteriori informazioni**

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/Germany | [www.renfert.com](http://www.renfert.com)

### **Contatto stampa**

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: [Alberta.Domnick@renfert.com](mailto:Alberta.Domnick@renfert.com)