


Die mobile Schleifstaub-Absaugung für Praxis und Minilabor

SILENT XS



Schleifarbeiten am Behandlungsstuhl oder im Minilabor erzeugen Staub, der sich ohne mobile Absaugung überall verteilt. Mit SILENT XS haben Sie die Lösung direkt zur Hand: kompakt, kabellos und flexibel einsetzbar – genau dort, wo Sie sie brauchen.

Schluss mit
herumfliegendem
Schleifstaub

Klein und doch
so saugstark

Kompakt genug für das Standard-Tray, stark genug für effektives Absaugen: SILENT XS mit 510 l/min Saugkraft. Dank Akkubetrieb überall flexibel einsetzbar.



Abmessungen

Höhe: 15 cm




Länge: 18 cm

Breite: 23 cm

Klein. Kraftvoll. Kabellos.

Effektive Schleifstauberfassung
mit praktischem Schutzgitter – für
sauberes und sicheres Arbeiten.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten



Flexibel

Kabelloser Akkubetrieb für maximale Bewegungsfreiheit – vom Behandlungsstuhl bis zum Minilabor.




Einfach

Einhandbedienung und LED-Beleuchtung für optimale Sicht auf die Arbeit. Ideal für kurze Schleifjobs.



Sauber

Beutellos und mit H13/HEPA-Material für zuverlässigen Schutz. Bis zu 99,995 % Abscheidegrad.



**Erfahren Sie
mehr:**

www.renfert.com/silent-xs

Das sagen die Kolleg*innen

„Für die kleinen Schleifarbeiten in meiner Praxis brauche ich keine fest installierte Absaugung. SILENT XS ist die ideale Lösung: Sie ist leicht, mobil und sofort einsatzbereit.“



Dr. Jasmine Boudjemia,
Zahnärztin aus Frankreich



Dr. Waleed Abu Sabe
Zahnarzt aus Kuwait



Alle Infos zur SILENT XS unter
www.renfert.com/silent-xs

