



Renfert

making work easy



lay:art micro

NEU

Spezialisiertes Pinselset
für das Micro-Layering

NEU lay:art micro

Spezialisiertes Pinselset für das Micro-Layering

Das lay:art micro set ist ein für das Micro-Layering entwickeltes Pinselset für Keramik und Komposit. Fünf abgestimmte Pinselgeometrien unterstützen die kontrollierte Verarbeitung moderner Micro-Layering-Materialien und damit die Umsetzung von 3D-Shaping, 2D-Staining sowie Internal Staining. Je nach persönlicher Arbeitsweise bieten die einzelnen Geometrien unterschiedliche Schwerpunkte im Workflow. Die spezielle Synthetikfaser-Technologie sorgt für hohe Kontrolle bei der Applikation kleinster Materialmengen.

Vorteile



- Behalten Sie die Kontrolle über kleinste Materialmengen dank speziell auf die Anforderungen des Micro-Layerings abgestimmter Pinselgeometrien.
- Nutzen Sie für unterschiedliche Aufgaben die passende Pinseldynamik durch fünf spezialisierte Geometrien für 3D-Shaping, 2D-Staining und Internal Staining.
- Verlassen Sie sich dauerhaft auf ein gleichbleibendes Handling durch formstabile und chemisch beständige Synthetikfasern.

Details

- Fünf spezialisierte Pinselgeometrien decken die unterschiedlichen Anforderungen des Micro-Layerings ab.
- Zwei neu entwickelte Geometrien erweitern das Spektrum klassischer Keramik- und Malfarbepinsel.
- Die spezielle Synthetikfaser-Technologie wurde für die Verarbeitung pastöser Materialien ausgelegt.
- Die Fasern sind beständig gegenüber Modellierflüssigkeiten, Monomeren und alkoholhaltigen Reinigungsmitteln.
- Das modulare Refill-Konzept ermöglicht den Austausch einzelner Pinselköpfe.
- Zum System gehören der ergonomische Aluminiumgriff und ein hochwertiges Hardcase zur geschützten Aufbewahrung.

Weitere Details

Micro-Layering-Materialien stellen andere Anforderungen an den Pinsel als klassische Schichtkeramiken. Statt großer Feuchtigkeitsdepots stehen die kontrollierte Verarbeitung kleiner Materialmengen sowie die Gestaltung von Form, Farbe und Oberflächenstruktur im Fokus. lay:art micros wurde für diese Anforderungen entwickelt und überträgt die vertrauten Stärken der lay:art-Familie in die Welt des Micro-Layerings.



Für jeden Micro-Layering Arbeitsschritt gibt es den passenden Pinsel

Bestellinformationen

lay:art micro set	2 Aluminiumgriffe fine, 5 Pinselköpfe (nano, sting, blade, spike, fan), Hardcase	No. 1726 0000
lay:art micro sting refill	2 Stück	No. 1726 0001
lay:art micro nano refill	2 Stück	No. 1726 0002
lay:art micro fan refill	2 Stück	No. 1726 0003
lay:art micro blade refill	2 Stück	No. 1726 0004
lay:art micro spike refill	2 Stück	No. 1726 0005
lay:art micro fine handle	1 Stück	No. 1726 0006