

The Renfert logo consists of the word "Renfert" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular box. The box is flanked by two white curved lines that sweep upwards and outwards from the top corners, creating a stylized, dynamic shape.

Renfert

making work easy



lay:art micro

NOVE-
DAD

Juego de pinceles especiali-
zado para Micro-Layering

NOVEDAD lay:art micro

Juego de pinceles especializado para Micro-Layering

El juego de pinceles lay:art micro set es desarrollado específicamente para el Micro-Layering en cerámica y composites. Cinco geometrías de pincel cuidadosamente diseñadas facilitan el manejo controlado de los modernos materiales de Micro-Layering, permitiendo la realización precisa de técnicas de 3D-Shaping, 2D-Staining e Internal Staining. Dependiendo del estilo de trabajo personal, cada geometría aporta ventajas específicas dentro del flujo de trabajo. La tecnología especial de fibras sintéticas proporciona un alto nivel de control durante la aplicación de cantidades mínimas de material.

Ventajas

- Mantenga el control de las cantidades más pequeñas de material gracias a geometrías de pincel especialmente adaptadas a las exigencias del Micro-Layering.
- Utilice la dinámica de pincel adecuada para cada tarea mediante cinco geometrías especializadas para 3D-Shaping, 2D-Staining e Internal Staining.
- Confíe en un manejo constante a largo plazo gracias a fibras sintéticas estables en su forma y resistentes a los agentes químicos.

Detalles

- Cinco geometrías especializadas cubren los distintos requisitos del Micro-Layering.
- Dos geometrías de nuevo desarrollo amplían las posibilidades de los pinceles convencionales para cerámica y maquillajes.
- La tecnología especial de fibras sintéticas ha sido diseñada para el procesamiento de materiales pastosos.
- Las fibras son resistentes a líquidos de modelado, monómeros y productos de limpieza con contenido alcohólico.
- El concepto modular de refill permite sustituir individualmente los insertos de pincel.
- El sistema incluye un mango ergonómico de aluminio y un estuche sólido de alta calidad para un almacenamiento protegido.

Otros detalles

En comparación con las cerámicas clásicas, los materiales de Micro-Layering plantean requisitos diferentes a los pinceles. Más que una elevada capacidad de retención de humedad, el enfoque se centra en un manejo controlado de pequeñas cantidades de material y en el diseño preciso de la forma, el color y la textura superficial. lay:art micro se desarrolló específicamente para estas exigencias y traslada las fortalezas de la gama lay:art al mundo del Micro-Layering.



El pincel adecuado para cada paso del micro-layering

Referencias

lay:art micro set	2 x mango lay:art micro fine, 5 insertos de pincel (nano, sting, blade, spike, fan), estuche rígido protector	No. 1726 0000
lay:art micro sting refill	2 piezas	No. 1726 0001
lay:art micro nano refill	2 piezas	No. 1726 0002
lay:art micro fan refill	2 piezas	No. 1726 0003
lay:art micro blade refill	2 piezas	No. 1726 0004
lay:art micro spike refill	2 piezas	No. 1726 0005
lay:art micro fine handle	1 pieza	No. 1726 0006