

The Renfert logo consists of the word "Renfert" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular box. The box is flanked by two white curved lines that sweep upwards and outwards from the top and bottom of the text.

making work easy



lay:art micro

NOVITÀ

Kit di pennelli specifici
per il Micro-Layering

NOVITÀ lay:art micro

Kit di pennelli specifici per il Micro-Layering

Il kit di pennelli lay:art micro set è stato sviluppato specificamente per il Micro-Layering su ceramica e composito. Cinque pennelli di geometria diversa supportano la lavorazione controllata dei moderni materiali per Micro-Layering, consentendo l'esecuzione precisa di 3D-Shaping, 2D-Staining e Internal Staining. A seconda del metodo di lavoro individuale, ciascuna geometria offre vantaggi specifici nelle diverse fasi del workflow. La speciale tecnologia delle fibre sintetiche garantisce un controllo elevato nell'applicazione di quantità minime di materiale.

Vantaggi



- Mantieni il pieno controllo anche delle più piccole quantità di materiale grazie a geometrie progettate appositamente per le esigenze del Micro-Layering.
- Sfrutta la dinamica del pennello più adatta a ogni fase di lavoro grazie a cinque geometrie specifiche per 3D-Shaping, 2D-Staining e Internal Staining.
- Affidati nel tempo a una maneggevolezza costante grazie a fibre sintetiche dimensionalmente stabili e resistenti agli agenti chimici.

Dettagli

- Cinque geometrie specifiche rispondono alle diverse esigenze del Micro-Layering.
- Due nuove geometrie ampliano le possibilità dei tradizionali pennelli per ceramica e supercolori.
- La speciale tecnologia delle fibre sintetiche è stata sviluppata per la lavorazione di materiali pastosi.
- Le fibre resistono a liquidi di modellazione, monomeri e detersivi a base alcolica.
- Il concetto modulare refill consente la sostituzione dei singoli inserti.
- Il sistema comprende un manico ergonomico in alluminio e un astuccio protettivo di alta qualità per una conservazione sicura.

Ulteriori dettagli

Rispetto alle ceramiche da stratificazione tradizionali, i materiali per Micro-Layering richiedono pennelli con caratteristiche diverse. Più che la capacità di trattenere molto liquido, l'attenzione è rivolta alla lavorazione controllata di piccole quantità di materiale e alla definizione precisa di forma, colore e struttura superficiale. lay:art micro è stato sviluppato proprio per queste esigenze, trasferendo i punti di forza della gamma lay:art nel mondo del Micro-Layering.



Il pennello giusto per ogni fase del micro-layering

Referenze

lay:art micro set	2 x lay:art micro fine handle, 5 inserti (nano, sting, blade, spike, fan), astuccio protettivo duro	No. 1726 0000
lay:art micro sting refill	2 pezzi	No. 1726 0001
lay:art micro nano refill	2 pezzi	No. 1726 0002
lay:art micro fan refill	2 pezzi	No. 1726 0003
lay:art micro blade refill	2 pezzi	No. 1726 0004
lay:art micro spike refill	2 pezzi	No. 1726 0005
lay:art micro fine handle	1 pezzo	No. 1726 0006

