




making work easy

Reparaturzeichnung • Repair services drawings • Eclatés pour les services de réparation • Esplosi per servizi d'assistenza
Diseños para servicios de reparaciones • Загрузка чертежей Для ремонтных мастерских

2934 0000 / 2934 1X00 SILENT compact



21-6830 22022021 / A



Version	Position	Nom	Numéro d'article	Liste d'en- vies
A	1	Jeu de filtre air en sortie	900037585*	
A	2	Filtre fin SILENT compact / Silent compact CAM	900021635*	
A	3	Joint d'étanchéité à soufflet	900037473*	
A	4	Turbine SILENT compact	900037226*	
A	5A	Câble de rés. 230V avec fiche mâle	900032750	
A	5B	Câble de rés. 120V avec fiche mâle	900035570	
A	5C	Câble raccordement appareil 230V UK	900035938	
A	5D	Cordon d'alimentation Argentine avec connecteur, droit	900032769	
A	5E	Câble raccordement appareil 230V CH	900036070	
A	5F	Cordon d'alimentation Brésil avec connecteur, droit	900032767	
A	5G	Cordon d'alimentation SA 10A avec connecteur, droit	900032765	
A	5H	Cordon d'alimentation Italie avec connecteur, droit	900032768	
A	5I	Câble raccordement appareil 230V OZ gris clair	900035840	
A	6	Jeu petit matériel	900037238	
A	7A	Adaptateur Schuko / GB	900033552	
A	7B	Adaptateur Schuko / Chine	900033553	
A	7C	Adaptateur Schuko / Suisse	900033556	
A	7D	Adaptateur Schuko / Afrique du Sud	900033555	

*) Les pièces soumises à usure sont exclues de la garantie.

Version	Position	Nom	Numéro d'article	Liste d'en- vies
A	7E	Adaptateur Schuko / Italie	900033557	
A	8	Tiroir à poussière Silent	900037230	
A	101A	Circuit imprimé SILENT compact	900037408	
A	101B	Circuit imprimé SILENT compact, 120V	900033513	
A	102	Feuille de commande SILENT compact	900037234	
A	103	Disjoncteur-protecteur appareil 8A	900037389	
A	104A	Transformateur toroidal 230VAC / 120VAC	900037224	
A	104B	Transformateur toroidal 220 VAC / 100 VAC	900037682	
A	105	Rembourrage en mousse complet	900021590	
A	106	Moteur vibreur p. nettoyage	929349998*	
A	501	Jeu de baques en caoutchouc, 2 pièces	29210003	
A	502	Coude d'aspiration de 90° Silent	29340007	
A	503	Tuyau d'aspiration	900034240	
A	504	Tuyau d'aspiration antistatique, 3 m, avec 2 embouts	900034826	
A	505A	Tuyau d'aspiration diamètre intérieur 38 mm, 6 m	901150823	
A	505B	Tuyau d'aspiration diamètre intérieur 38 mm, 9 m	902150823	
A	506	Adaptateur p. raccord d'aspiration	900034305	
A	507	Adaptateur universel pour tuyau d'aspiration	900034430	

*) Les pièces soumises à usure sont exclues de la garantie.

Pièces de rechange
SILENT compact, 220-240 V



Version
A

Numéro d'article
29340000



making work easy

Version	Position	Nom	Numéro d'article	Liste d'en- vies
A	508	Adaptateur pour conduite externe d'air SILENT compact	29340004	
A	509	Bouche d'aspiration	29250000	
A	510	Vitre avec fixation	29251000	

*) Les pièces soumises à usure sont exclues de la garantie.