

**Renfert**

making work easy



EASYview+

Dental Visual Communicator

# EASY view+

## Dental Visual Communicator

Renfert EASY view+, der Dental Visual Communicator zur digitalen Objektbetrachtung. Durch die digitale visuelle Erfassung können Sie Ihre tägliche Arbeit besser visualisieren, bearbeiten und teilen. Neben der klassischen Livebetrachtung mit 3 Zoomstufen können nun spontan Bilder per Knopfdruck erstellt werden. Erstellen Sie Videos über die direkte Schnittstelle zu Ihrem Laptop und teilen Sie z.B. Patientenfälle simultan mit anderen. Nutzen Sie zur Bearbeitung der Bilddateien ganz einfach Ihre vertrauten Programme.

### Vorteile

- Drei Zoomstufen (4x, 15x und 20x) für ganzheitliche oder mikroskopische Betrachtung.
- Mit Ihrem Laptop\* mit Online Meeting Tool wird die Fallbesprechung mit dem Zahnarzt einfach und effizient.
- Die freie Wahl des Bildschirms\*\* ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

Optionales Zubehör: Renfert CONNECT \*\*\* (Renfert CONNECT stick und Renfert CONNECT app für Einbindung ins Netzwerk und kabellosem Datenabgleich zwischen Datenspeicher EASY view+ und App).

\* Systemanforderungen: Microsoft Windows® 10 und höher; Intel® Core™ i3 und höher | Apple® macOS® 10.15 und höher; Intel® Core™ i5 und höher.

\*\* 3D-Funktionalität nur über Renfert-Monitor möglich; 2D-Monitor mit Auflösung 1920x1080 (Full HD).

\*\*\* Renfert CONNECT stick nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte, prüfen Sie die Verfügbarkeit hier: [www.renfert.com/connect](http://www.renfert.com/connect)

### Details

- Freie Beweglichkeit im 4fach-Modus: deutliche Höhenunterschiede (ca. 70 mm) führen zu keinem Schärfeverlust.
- Bildspeicherung im gängigen JPEG-Bildformat.



Zusätzliche, kleinere Vergrößerung für eine verbesserte ganzheitliche Betrachtung

### Technische Daten

Zulässige Netzspannung	120–230 V   100–240 V
Zulässige Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Leistungsaufnahme (Monitor)	25 W
Video- und Monitorauflösung	Full-HD (1920 x 1080)
Schärfeabstand (Objektiv zum Objekt)	430 mm
Vergrößerung	4-fach   15-fach   20-fach
Beleuchtungsstärke	40000 lx
Speichergröße USB-Stick	4 GB
Anzahl speicherbarer Bilder, ca.	600
Max. Video-Sequenz	~15 min
Gewicht (Kopfteil)	0,7 kg
Gewicht (inkl. Haltearm)	2,1 kg
Gewicht (Monitor inkl. Netzteil)	3,65 kg

### Bestellinformationen

EASY view+ 100–240 V	No. 24004000
EASY view+ 3D 100–240 V	No. 24003000
EASY view 3D Monitor	No. 900037808
EASY view+ Composite UV-Filter	No. 24004020
Zubehör	<a href="http://www.renfert.com">www.renfert.com</a>