

The Renfert logo consists of the word "Renfert" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular background. The text is flanked by two white, curved lines that resemble a stylized 'R' or a protective shield.

making work easy

A close-up photograph of a dental technician wearing blue nitrile gloves. The technician is using a dental handpiece with a red, circular, multi-faceted polishing bur to work on a 3D-printed tooth model. The model is held in the technician's left hand, and the handpiece is held in the right hand. The background is a soft, out-of-focus blue and white, suggesting a clinical setting.

Renfert Polish 3D-printed materials

NEU 3D-Druck Poliersystem

NEU Renfert Polish 3D-printed materials

Polierspezialist für polymerbasierte Druckmaterialien

„Renfert Polish 3D-printed materials“ ist eine Polierpaste für 3D-gedruckte Kunststoffe, die Layerlinien und Supportspuren kontrolliert glättet. Sie ist für 3D-gedruckte Kunststoffe entwickelt und technologieübergreifend einsetzbar – z. B. für filamentgedruckte Restaurationen aus PMMA/PETG sowie Kronen- und Brückenrestorationen aus Resin. Optional ist ein Starter Kit mit Polierpaste sowie Polierern für Vorpolutur und Hochglanzpolutur verfügbar.

Vorteile

- Speziell entwickelt für die Politur additiv gefertigter Provisorien.
- Schnell zu glatten, polierten Oberflächen für natürlich glänzende Resultate durch abgestimmte Polierkörper und speziell entwickelter Polierpaste
- Sorgt für hygienische Oberflächen und angenehmen Tragekomfort durch verringerte Plaque- und Bakterienablagerungen

Details

- Vorpolutur: Prepolisher 3D side + Prepolisher 3D top
- Politur: Bison + Renfert Polish 3D-printed materials
- Hochglanzpolutur: Lederschwabbel + Baumwollschwabbel



Gedruckte Krone vor und nach dem Polieren (ca. 3 Minuten)



Bestellinformationen

Renfert Polish 3D-printed materials	Polierpaste 13 g	No. 5104000
Prepolisher 3D top	17 mm, 1 Stück	No. 880000
Prepolisher 3D side	26 mm, 10 Stück	No. 870000
Bison	14, 18 mm, 25/100 Stück	No. 76xxx00
Lederschwabbel	22 mm, 5 Stück	No. 2081000
Baumwollschwabbel	22 mm, 12 Stück	No. 2051000
Renfert Polish 3D-printed materials	Starter kit	No. 5104100