




Renfert Polierpasten

Übersicht der Renfert Polierpasten mit empfohlenen Polierkörpern

Produkt			Empfehlung Polierkörper		
Polierpaste	mit Diamantpartikeln	Werkstoff/Anwendungsbereich	Bearbeiten/Vorpolieren	Polieren	Hochglanzpolieren
Renfert Polish hybrid materials No. 5103000	✓	Hybridwerkstoffe			
Renfert Polish all-in-one No. 5100100	✓	Lithium-Disilikat, Zirkondioxid, Verblendkeramiken, Hochleistungs-Polymere			
Renfert Polish ZrO ₂ No. 5101100	✓	Zirkondioxid			
Renfert Polish LiSi ₂ No. 5102100	✓	Lithium-Disilikat			
Brinell L No. 5190001	✓	EM-Aufbrennlegierungen, Keramik			
Opal L No. 5200001		Verblendkunststoffe			
Saphir No. 5150000		Edelmetall-Legierungen			
Saphir No. 5150000		Kobalt-Chrom-Legierungen			
Universalpolierpaste No. 5131000		PMMA, Harze			

*Im Lieferumfang von Brinell L No. 5190001 enthalten

Polierkörper für Handstücke



Polierkörper für Poliermotoren

