

**Renfert**

making work easy

Easyclean MD

NOVIDADE

Equipamento de limpeza ultrassônica



easy use

MD

O equipamento de limpeza ultrassônica Easyclean MD é utilizado para a limpeza ou pré-limpeza* altamente eficiente de dispositivos médicos como pilares e próteses, assim como instrumentos (* não substitui o reprocessamento na lavadora termodesinfectora). O equipamento conforme o Regulamento de Dispositivos Médicos (MDR) é a solução ideal para limpar equipamentos e dispositivos médicos da maneira mais fácil possível. O Easyclean MD pode ser operado intuitivamente, oferece vários modos de ultrassom e convence com seu design moderno.

Vantagens

- Enquanto dispositivo médico de classe I, o Easyclean MD cumpre os requisitos do Regulamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.
- Os cinco modos de ultrassom pré-configurados permitem ativar o programa certo para cada situação.
- A operação intuitiva permite a criação sem esforço de programas individuais.

Detalhes

- Limpeza de alto desempenho.
- Função de feedback inteligente.

- Frequência ultrassônica de 37 kHz.
- Temperatura limite ajustável.
- Operação simples e navegação clara pelo menu.
- Equipado com aquecimento de série.

Dica

Apesar de muitas variações e alta flexibilidade, o Easyclean MD é totalmente "easy" de manusear. O painel de controle orientado ao usuário integra um visor de fácil leitura que fornece informações sobre parâmetros importantes, por exemplo, modo de operação, duração ou temperatura. Além disso, o equipamento sinaliza, por exemplo, o fim da limpeza ou quando a temperatura limite é atingida.



Exemplo de aplicação: Limpeza de dispositivos médicos

Dados técnicos

Tensão de rede admissível	220–240 V
Frequência de rede admissível	50/60 Hz
Potência absorvida	320 W
Frequência ultra-sônica	37 kHz
Potência efetiva do ultra-som	120 W
Potência de aquecimento	200 W
Dimensões (L x A x P) (Dimensões exteriores do dispositivo)	305 x 230 x 170 mm
Peso	~3,6 kg
Volume (Volume máx. do recipiente)	2,7 l
Volume (Volume de trabalho)	1,6 l

Informações para encomenda

Easyclean MD, 220–240 V

No. 18510000

Acessórios

Easyclean MD

	GO 2011 speed	É indicado para a limpeza de diferentes instrumentos auxiliares de forma rápida e completa em apenas 50 % do tempo em comparação com solventes convencionais de gesso e alginato.	2 l	No. 20120000
	Tampa de inserção de aço inoxidável	Apoio para uso do vidro de limpeza ou do copo plástico com tampa.	1 unidade	No. 18500002
	Cesto de inserção de aço inoxidável	Para suporte de objetos de limpeza. Para proteção do fundo da cuba ultrassônica.	1 unidade	No. 18500003
	Cesto de imersão de aço inoxidável	Para limpar objetos pequenos e muito delicados. Para uso no cesto de inserção de aço inoxidável ou no vidro de limpeza.	1 unidade	No. 18500004
	Cuba para ácidos	Para ácidos e líquidos que não podem ser usados na cuba de aço inoxidável.	1 unidade	No. 18500005
	Vidro de limpeza	Para uso com líquidos de limpeza adicionais. Para uso na tampa de inserção de aço inoxidável. 600 ml.	1 unidade com tampa e anel de borracha	No. 18500006
	Copo plástico com tampa	Para limpar pequenos objetos e para uso com líquidos ácidos. Adequados também em combinação com a tampa de inserção de aço inoxidável.	1 unidade	No. 18500007