

Renfert

making work easy



MT premium

NOUVEAU

Taille-plâtre à eau

NOUVEAU MT premium

Taille-plâtre à eau avec éclairage et fonction Aqua Stop

Découvrez une nouvelle façon de tailler du plâtre : les détails bien pensés du MT premium facilitent le travail au quotidien et en font tailler-plâtre vraiment exceptionnel.

Avantages

- Meulage à eau efficace et précis de modèles dentaires en plâtre.
- Travail sans fatigue grâce à l'éclairage intégré.
- Réduction des coûts et préservation des ressources avec la fonction Aqua Stop.
- Changement rapide de l'angle de la table de meulage à l'aide d'un mécanisme de basculement pratique (90°/ 98°).

Détails

- Nettoyage facile et rapide grâce à la possibilité d'enlever la table et la porte du taille-plâtre ainsi que le tuyau d'arrosage sans aucun outil.
- Étanchéité optimale permettant de travailler de manière propre et sans dérangements.

Autres détails

- Moteur très puissant permettant un excellent enlèvement de matière, même sur les plâtres durs.
- Guidage aisé des modèles en plâtre à l'aide des lignes d'angle gravées dans la table de meulage.
- Visibilité optimale du modèle grâce à l'inclinaison à 10° de l'appareil.
- Le tuyau d'arrosage est positionné de manière optimale pour assurer un arrosage régulier et empêcher le bouchage du disque de meulage.



tool included



easy use



perfect view



Éclairage optimal de la zone de travail

Données techniques

Tension de secteur admissible	220–240 V 100–120 V
Fréquence réseau admissible	50/60 Hz
Puissance absorbée	1300 W (230 V) 1325 W (120 V)
Puissance du moteur (P1)	1300 W
Puissance du moteur (P2)	900 W
Vitesse de rotation	2880–3400 tr/min
Consommation d'eau max.	7 l/min
Pression d'eau min. / max.	1–5 bar
Ø (Raccord pour le flexible d'écoulement)	36 mm
Ø (Disque de meulage)	234 mm
Dimensions (l x h x p)	305 x 330 x 410 mm
Poids (sans disque)	~13,2 kg

Référence

MT premium avec disque Klettfix incl., 220-240 V	No. 18070000
MT premium avec disque Marathon incl., 220-240 V	No. 18070500
MT premium avec disque Klettfix incl., 100-120 V	No. 18071000
MT premium avec disque Marathon incl., 100-120 V	No. 18071500

NOUVEAU ORTHO guide

Kit d'extension spécial orthodontie pour MT premium ou MT3



Avec ORTHO guide, les appareils MT premium et MT3 se changent en taille-plâtres spéciaux pour les travaux d'orthodontie.

Avantages

- Meulage rapide et précis de modèles d'orthodontie en tenant compte de tous les plans crâniens, grâce à un gabarit intuitif et une table de meulage spéciale.
- Encore plus de précision et orientation optimale du raphé palatin médian grâce au laser de guidage (MT premium uniquement).
- Meulage précis du plan des tubérosités maxillaires.
- Confection de modèles avec une orientation tridimensionnelle exacte par rapport à tous les plans crâniens.

Détails

- Grâce au concept de guidage spécial, le gabarit n'est pas monté de manière fixe sur l'appareil et peut donc être retiré facilement et sans outil.
- Nettoyage simple, rapide et sans outil de tous les composants.
- Guide pas-à-pas avec modèles de référence maxillaires inférieurs et supérieurs (également pour la documentation de processus).

Autres détails

- L'utilisateur peut facilement procéder lui-même au montage, aucun personnel spécialisé n'est requis.



Meulage précis en tenant compte de tous les plans crâniens grâce au gabarit intuitif

Données techniques

Dimensions (l x h x p)	25 x 42 x 115 mm
Poids	~40 g
Classe laser	1

Référence

ORTHO guide Set MT premium	No. 18070100
ORTHO guide Set MT3	No. 18080100

Autres taille-plâtres

MT3

Taille-plâtre à eau

avec disque Klettfix incl., 220-240 V
No. 18080000

avec disque Marathon incl., 220-240 V
No. 18080500

avec disque Klettfix incl., 100-120 V
No. 18081000

avec disque Marathon incl., 100-120 V
No. 18081500



MT plus

Taille-plâtre à eau et à sec

avec disque Klettfix incl., 220-230 V
No. 18030000

avec disque Marathon incl., 220-230 V
No. 18030500



Disques de meulage

Klettfix MT plus

Disque de meulage en carbure de silicium en 2 grains



5 x Klettfix MT plus, (3 x grain de 80, 2 x grain de 120) + support du disque
No. 18031000

Klettfix MT3/MT premium

Disque de meulage en carbure de silicium en 2 grains



5 x Klettfix MT3/MT3 pro/MT premium, (3 x grain de 80, 2 x grain de 120) + support du disque
No. 18031001

Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Paquet de recharge grain de 80



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18031100

Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Paquet de recharge grain de 120



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18031200

Marathon MT plus

Disque de meulage partiellement diamanté



Marathon MT plus
No. 18032000

Marathon MT3/MT premium

Disque de meulage partiellement diamanté



Marathon MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18032001

Infinity MT plus

Disque de meulage totalement diamanté



Infinity MT plus
No. 18033000

Infinity MT3/MT premium

Disque de meulage totalement diamanté



Infinity MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18033001