

Renfert

making work easy



EASYview+

Dental Visual Communicator

EASY view+

Dental Visual Communicator

Renfert EASY view+, il Dental Visual Communicator per l'osservazione digitale dell'oggetto. L'acquisizione visiva digitale consente di visualizzare, modificare e condividere meglio il lavoro quotidiano. Oltre alla classica osservazione dal vivo con 3 livelli di ingrandimento, ora è possibile creare immagini spontaneamente semplicemente premendo un pulsante. Create video tramite l'interfaccia diretta con il laptop e allo stesso tempo condividete, ad esempio, referti con altre persone. Usate semplicemente i programmi che vi sono familiari per modificare i file delle immagini.

Vantaggi

- Tre livelli di ingrandimento (4x, 15x e 20x) per l'osservazione globale o microscopica.
- Con lo strumento di riunione online installato sul laptop*, la discussione del referto con l'odontoiatra diventa facile ed efficiente.
- La libera scelta dello schermo** consente l'adattamento alle vostre necessità individuali.

Accessori opzionali: Renfert CONNECT *** (Renfert CONNECT Stick e Renfert CONNECT App per la connessione in rete e la sincronizzazione wireless dei dati tra la memoria dati EASY view+ e l'app).

* Requisiti del sistema: Microsoft Windows® 10 o superiore; Intel® Core™ i3 o superiore | Apple® macOS® 10.15 o superiore; Intel® Core™ i5 o superiore.

** Funzionalità 3D possibile solo mediante monitor Renfert; monitor 2D con risoluzione 1920x1080 pixel (full HD).

*** Renfert CONNECT stick non è disponibile in tutti i paesi. La disponibilità può essere verificata qui: www.renfert.com/connect

Dettagli

- Libertà di movimento in modalità 4x: differenze significative di altezza (circa 70 mm) non comportano alcuna perdita di nitidezza.



easy use



perfect view



smart control



Ulteriore ingrandimento più piccolo per una miglior osservazione globale

Dati tecnici

Tensione di rete ammessa	120–230 V 100–240 V
Frequenza di rete ammessa	50/60 Hz
Potenza assorbita	12 W
Potenza assorbita (schermo)	25 W
Risoluzione video e dello schermo	Full-HD (1920 x 1080)
Distanza focale (dall'obiettivo all'oggetto)	430 mm
Ingrandimento	4 volte 15 volte 20 volte
Intensità d'illuminazione	40000 lx
Capacità memoria della penna USB	4 GB
Numero approssimativo di immagini salvabili	600
Lunghezza max. approssimativa della sequenza video	~15 min
Peso (testata)	0,7 kg
Peso (supporto incl.)	2,1 kg
Peso (Schermo incl. alimentatore)	3,65 kg

Referenze

EASY view+ 100–240 V	No. 24004000
EASY view+ 3D 100–240 V	No. 24003000
EASY view monitor 3D	No. 900037808
EASY view+ Composite filtro UV	No. 24004020
Accessori	www.renfert.com