

# Comunicado de prensa

Hilzingen (Alemania), Septiembre de 2023

*Tan sencilla como ingeniosa, es la solución para un puesto de trabajo limpio y eficiente*

## **STEAM tube – el box de vaporización inteligente da Renfert**

Renfert (Hilzingen, Alemania) lleva la limpieza con vapor en el laboratorio dental al siguiente nivel. El nuevo STEAM tube, el box de vaporización inteligente es la respuesta a los retos que surgen en el laboratorio dental cuando deben aplicarse la limpieza con vapor sobre los objetos de trabajo y contrarresta la frustración que produce el «rincón de suciedad» del lavabo de vaporización.

Como box de vaporización inteligente, STEAM tube garantiza un lugar de trabajo limpio. Al limpiar los objetos de trabajo con vapor, el box, gracias a su diseño innovador, captura las impurezas y las partículas de suciedad sueltas. De este modo, los residuos (por ejemplo, cera o pulimento) procedentes de la vaporización del objeto ya no se esparcen sin rumbo en las proximidades de la vaporeta. Además, STEAM tube no solo protege las piezas pequeñas más delicadas, sino que también mejora la visión del objeto que se está trabajando gracias a la evacuación controlada del vapor.

Al centro del STEAM tube se encuentra la tolva colectora asimétrica, por cuyo lado aplastado se desplazan las partículas de suciedad al tamiz durante la vaporización. El tamiz de seguridad de malla fina atrapa las piezas pequeñas que hayan podido soltarse y las protege de daños o pérdidas. Además, la evacuación del vapor dirigida permite una visión despejada del objeto que se está limpiando. STEAM tube se caracteriza por su diseño de gran calidad y por su sencillo funcionamiento. Gracias a su diseño compacto y a su embudo giratorio se adapta a las distintas necesidades ergonómicas en el laboratorio dental y se puede colocar fácilmente, por ejemplo, directamente en el lavabo o también de forma independiente. La limpieza del STEAM tube se realiza con facilidad gracias al sencillo desmontaje del embudo, del tamiz y del recipiente de recogida.

Con STEAM tube, Renfert resuelve una vez más un antiguo problema en el trabajo diario del laboratorio. El box de vaporización inteligente garantiza un lugar de trabajo limpio y contribuye activamente a mejorar las condiciones de trabajo. De este modo, STEAM tube es un claro ejemplo de la filosofía de Renfert: making work easy.

**2.294 caracteres**

---

## **Más informaciones**

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen, Alemania | [www.renfert.com](http://www.renfert.com)

## **Contacto de prensa**

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: [Alberta.Domnick@renfert.com](mailto:Alberta.Domnick@renfert.com)