


Renfert

making work easy

¿Sigue utilizando un raspador?

Retire fácilmente el cemento provisional



temp:ex

Limpiador de cemento provisional

temp:ex

Limpiador de cemento provisional

temp:ex es un disolvente para cementos dentales temporales basados en óxido de cinc.

Ventajas

- Ahorro en tiempo de trabajo mediante una reducción clara de los pasos manuales.
- Se evitan daños en la restauración por instrumentos en los pasos manuales de trabajo.
- Compatibilidad probada en los materiales dentales habituales.

Detalles

- Limpieza hasta un 50 % más rápida en combinación con el aparato de limpieza de prótesis SYMPRO.
- Aplicación económica mediante una botella con dosificador.

MD



Simplemente dejar actuando durante aprox. 10 minutos ...



Restauración dental antes y después de la limpieza

Referencias

temp:ex 250 ml (8.45 fl.oz.) No. 66000000