

**Renfert**

making work easy



# Renfert-Scanspray extra fine

**NUEVO** | Espráis de mateado

# NUEVO Renfert-Scanspray extra fine

## Espráis de mateado

Gracias a su estructura microfina y homogénea, Renfert-Scanspray extra fine puede aplicarse en una capa muy fina. Mayor adherencia, especialmente en cerámicas/metales pulidos y superficies reflectantes.

### Vorteile


- Capas más finas ( $< 1 \mu\text{m}$ ) y mayor opacidad que los sprays de escaneo convencionales. De este modo, la captura resulta más homogénea y detallada.
- Alta selectividad con representación detallada de los perfiles, especialmente de las estructuras finas, para obtener así unos resultados de escaneo precisos.
- No hay formación de grumos y burbujas (aglomeración), por lo que se reducen los errores dimensionales.
- Rendimiento especialmente alto gracias a la aplicación de capas muy ligeras y microfinas.



PREMIUM QUALITY  
MADE IN GERMANY



Aplicación micro fina para un resultado de escaneo detallado



Izquierda: aplicación uniforme de Renfert-Scanspray extra fine  
Derecha: capa poco uniforme de productos de la competencia

### Referencias

Renfert-Scanspray extra fine, 200 ml

No. 17312000