



making work easy



GEO Expert Functional

NOVO Ceras para escultura funcional

GEO Expert Functional

Ceras para escultura funcional

As ceras GEO Expert Functional são ceras de escultura de alta qualidade para o enceramento funcional de acordo com a técnica natural (NAT) de Dieter Schulz.



Vantagens

- Posicionamento perfeito das superfícies de mastigação codificadas por cores graças as propriedades harmonizadas de fluidez e modelagem.
- Implementação fácil de estruturas dentárias funcionais seguindo as instruções de enceramento.
- Trabalho flexível, adequado ao gotejador elétrico ou chama.

GEO Expert Functional Wax Set

Conjunto de ceras para a confecção de modelos e restaurações funcionais com o compasso oclusal conforme a filosofia da "Técnica de enceramento natural" de Dieter Schulz e o conceito de Oliver Dreher.

Informações para encomenda

GEO Expert Functional Wax Set, Alemão	No. 634 0900
GEO Expert Functional Wax Set, Inglês	No. 634 0901
GEO Expert Functional Wax Set, Espanhol	No. 634 0902
GEO Expert Functional Wax Set, Italiano	No. 634 0903
GEO Expert Functional Wax Set, Francês	No. 634 0904
GEO Expert Functional Wax Set, Português	No. 634 0905
GEO Expert Functional Wax Set, Russo	No. 634 0906
GEO Expert Functional Wax Set, Chinês	No. 634 0907
GEO Expert Functional Wax green, 40 g (1.41 oz.)	No. 634 0910
GEO Expert Functional Wax blue, 40 g (1.41 oz.)	No. 634 0920
GEO Expert Functional Wax yellow, 40 g (1.41 oz.)	No. 634 0930
GEO Expert Functional Wax gray, 40 g (1.41 oz.)	No. 634 0940
GEO Expert Functional Wax Set Refill red & orange, 4x4 g (4x0.14 oz.)	No. 634 0960

Fornecimento GEO Expert Functional Wax Set

Suporte moderno com tampa transparente e guia com orientações de Oliver Dreher; 4 ceras de escultura de 40 g: GEO Expert Functional wax gray, blue, green, yellow; 2 ceras de escultura de 4 g: GEO Expert Functional wax red, orange; 2 folhas DIN A5 com o compasso oclusal (24 adesivos por página)

Mais informações disponíveis online

