

The Renfert logo consists of the brand name "Renfert" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular box. The text is flanked by two thin, white, curved lines that sweep upwards and outwards from the letters, creating a sense of motion or a stylized 'R' shape.

Renfert

making work easy



lay:art micro

NOU-
VEAU

Jeu de pinceaux spécialisé
pour le Micro-Layering

NOUVEAU lay:art micro

Jeu de pinceaux spécialisé pour le Micro-Layering

Le jeu de pinceaux lay:art micro set a été développé spécifiquement pour les techniques de Micro-Layering sur céramique et composite. Cinq géométries de pinceaux parfaitement adaptées permettent un contrôle précis des matériaux modernes de Micro-Layering et facilitent la réalisation de techniques de 3D-Shaping, 2D-Staining et Internal Staining. Selon les préférences et la méthode de travail individuelle, chaque géométrie offre des avantages spécifiques au sein du flux de travail. La technologie avancée à fibres synthétiques assure une maîtrise optimale lors de l'application des plus petites quantités de matériau.

Avantages

- Gardez un contrôle total sur les plus petites quantités de matériau grâce à des géométries de pinceaux spécialement conçues pour les exigences du Micro-Layering.
- Choisissez la dynamique de pinceau idéale pour chaque étape grâce à cinq géométries spécialisées dédiées au maquillage 3D-Shaping, 2D-Staining et à l'Internal Staining.
- Bénéficiez durablement d'une manipulation constante grâce à des fibres synthétiques indéformables et résistantes aux agents chimiques.

Détails

- Cinq géométries de pinceaux spécialisées répondent aux différentes exigences du Micro-Layering.
- Deux géométries nouvellement développées élargissent les possibilités offertes par les pinceaux classiques de stratification céramique et de maquillage.
- La technologie spécifique à fibres synthétiques est conçue pour la manipulation de matériaux pâteux.
- Les fibres résistent aux liquides de modelage, aux monomères et aux agents nettoyants à base d'alcool.
- Le concept modulaire de recharge (refill) permet le remplacement individuel des inserts de pinceau.

Autres détails

Par rapport aux céramiques de stratification conventionnelles, les matériaux de Micro-Layering imposent des exigences différentes aux pinceaux. Au lieu de privilégier une grande capacité de rétention d'humidité, l'accent est mis sur le traitement contrôlé de petites quantités de matériau ainsi que sur la création précise de la forme, de la couleur et des textures de surface. Le système lay:art micro a été développé spécifiquement pour répondre à ces exigences et transpose les qualités reconnues de la gamme lay:art dans l'univers du Micro-Layering.



Le pinceau adapté à chaque étape du micro-layering

Référence

lay:art micro set	2 x lay:art micro fine handle, 5 x inserts de pinceau (nano, sting, blade, spike, fan), étui rigide de protection	No. 1726 0000
lay:art micro sting refill	2 pièces	No. 1726 0001
lay:art micro nano refill	2 pièces	No. 1726 0002
lay:art micro fan refill	2 pièces	No. 1726 0003
lay:art micro blade refill	2 pièces	No. 1726 0004
lay:art micro spike refill	2 pièces	No. 1726 0005
lay:art micro fine handle	1 pièce	No. 1726 0006