


L' aspiratore mobile per lo studio dentistico e il laboratorio interno

SILENT XS




Piccole rifiniture chairside o nel laboratorio interno generano polveri che, senza un'aspirazione mobile, si diffondono ovunque. Con SILENT XS la soluzione è a portata di mano: compatta, senza fili e versatile, può essere utilizzata esattamente dove serve.

Metti fine alle polveri
di rifinitura
disperse nell'aria

Piccolo **ma molto** **efficiente**

Sufficientemente compatto per il vassoio standard, ma potente per un'aspirazione efficace: SILENT XS con una portata di 510 l/min. Grazie al funzionamento a batteria, è possibile utilizzarlo ovunque.



Dimensioni

Altezza: 15 cm


Lunghezza: 18 cm

Larghezza: 23 cm

Piccolo. Potente. Senza fili.

Efficace raccolta della polvere di rifinitura con pratica griglia protettiva - per lavorare in modo pulito e in tutta sicurezza.

Molteplici possibilità di applicazione




Versatilità

Senza cavi, funziona a batteria per la massima libertà di movimento – dalla poltrona al laboratorio odontotecnico interno.



Semplicità

Utilizzo con una sola mano e visione ottimale del lavoro grazie ad illuminazione a LED. Ideale per piccoli lavori di rifinitura.



Pulizia

Senza sacchetto raccogli-polvere e con materiale H13/HEPA per una protezione sicura. Efficienza di filtrazione fino al 99,995%.



Scopri i dettagli:

www.renfert.com/silent-xs

Ecco cosa dicono i colleghi

“Per i piccoli ritocchi nello studio non ho bisogno di un aspiratore fisso. SILENT XS è la soluzione ideale: è leggero, mobile e subito pronta all’uso”.



Dr. Jasmine Boudjemia,
Odontoiatra francese



Dr. Waleed Abu Sabe
Odontoiatra del Kuwait





making work easy

Tutte le informazioni sul SILENT XS nel sito
www.renfert.com/silent-xs

