

**Renfert**

making work easy



# SIMPLEX model isolation

NOVO

Isolante para modelos  
impressos em 3D

# NOVO SIMPLEX model isolation

## Isolante para modelos impressos em 3D

O isolante SIMPLEX model isolation é indicado para o isolamento de modelos impressos em 3D. O isolante pronto para uso permite que aparelhos ortodônticos de resina dental sejam facilmente produzidos a partir do modelo impresso. Aplicado com um pincel, cria uma película isolante uniforme e extremamente fina na superfície do modelo. O resultado é a separação impecável entre a resina do modelo e a resina dental. Após a polimerização, a peça pode ser retirada do modelo mantendo todos os detalhes de superfície.

### Vantagens

- Adequado a modelos impressos em 3D a partir de filamento, isolando os modelos durante a confecção de aparelhos ortodônticos removíveis.
- Também adequado para modelos produzidos no processo de impressão SLA/DLP.
- Aplicação única para uma separação ideal entre o modelo e a peça.
- Pode ser removido completamente com água e não requer limpeza a vapor, para uma aplicação fácil e não prejudicial ao material.


### Detalhes

- Isento de ingredientes nocivos à saúde.
- Efeito isolante perfeito.
- Película isolante ideal e extremamente fina.
- Totalmente solúvel em água.
- Não prejudicial ao material.


### Making work easy

O isolante desenvolvido para modelos impressos em 3D completa o fluxo de trabalho ortodôntico de base digital. Como em todo o sistema de impressora 3D de filamento SIMPLEX, foi dada muita atenção à aplicação confortável e segura do agente isolante para modelos. O SIMPLEX model isolation é fácil de usar e leva pouco tempo.

PREMIUM QUALITY  
MADE IN GERMANY



90% de redução no tempo de secagem usando um fotopolimerizador ou uma boca de aspiração



SIMPLEX model isolation permite que objetos de resina dental sejam facilmente produzidos a partir do modelo impresso

### Informações para encomenda

SIMPLEX model isolation, 80 g

No. 17350010