


L'aspiration mobile pour le cabinet dentaire et le laboratoire de cabinet

SILENT XS




Les travaux de meulage au fauteuil ou dans le laboratoire de cabinet produisent de la poussière qui peut se disperser partout sans aspiration mobile.

Avec la SILENT XS, vous avez la solution directement sous la main : compacte, sans fil et utilisable de manière flexible - exactement là où vous le souhaitez.

Fini les
poussières de meulage
dispersées dans l'air

Petite et pourtant **si puissante**

Assez compacte pour le plateau standard, assez puissante pour une aspiration efficace : SILENT XS avec un débit d'aspiration de 510 l/min. Utilisable en toute flexibilité grâce au fonctionnement sur batterie.




Dimensions

Hauteur : 15 cm
Longueur : 18 cm
Largeur : 23 cm

Compacte. Puissante. Sans fil.

Aspiration efficace des poussières de meulage avec grille pratique de protection - pour travailler en toute propreté et sécurité.

Possibilités d'utilisation multiples




Flexibilité

Fonctionnement sur batterie et sans fil garantissant une mobilité maximale, du fauteuil au laboratoire de cabinet.



Simplicité

Commande à une main et éclairage à LED assurant une visibilité optimale de l'objet traité. Idéal pour les brefs travaux de meulage.



Propreté

Sans sac et avec filtre H13/HEPA pour une protection efficace. Efficacité de séparation jusqu'à 99,995 %.



Pour en savoir plus:

www.renfert.com/silent-xs

Témoignages de professionnels

« Dans mon cabinet, je n'ai pas besoin d'un système d'aspiration fixe pour les petits travaux de meulage. SILENT XS est la solution idéale : elle est à la fois légère, mobile et immédiatement prête à l'emploi ».



Yasmine Boudjemia,
Dentiste française



Waleed Abu Sabe
Dentiste koweïtien





making work easy

Toutes les infos sur SILENT XS sur
www.renfert.com/silent-xs

