



Update Info

EASY view 3D

Typ:	Gerätesoftware EASY view 3D
Version:	2.005
Hardware Kompatibilität:	2400 0500 EASY view 3D

Die Software-Aktualisierung enthält folgende Komponenten:

NEU

- ✓ Neuer Modus für UV-Filter (Kalibrierung erforderlich!)
- ✓ Erweiterung des Service-Menüs um Farbkalibrierung
- ✓ Abspeichern von Bildern im JPG-Format
- ✓ Formate BMP und JPG unterstützt
- ✓ Ergänzung des Renfert Logos im Bild unten rechts

Achtung

Bei der Kalibrierung mit UV-Filter muss das Umgebungslicht (insbesondere Tageslicht) auf ein Minimum reduziert werden!

Um die bestmögliche Leistung zu erhalten, sollten Sie das EASY view stets auf dem neuesten Stand halten und Software-Aktualisierungen beachten.



Update Info

EASY view 3D

Type:	Device software EASY view 3D
Version:	2.005
Hardware compatibility:	2400 0500 EASY view 3D

The software update contains the following components:

NEW

- ✓ New mode for UV filter (calibration required)
- ✓ Extension of the service menu with color calibration
- ✓ Saving images in JPG format
- ✓ BMP and JPG formats supported
- ✓ Addition of the Renfert logo in the image below on the right

Attention

When calibrating with the UV filter, the ambient light (especially daylight) must be reduced to a minimum!

To get the best possible performance, always keep the EASY view up to date and consider software updates.



Information de mise à jour EASY view 3D

Type:	Logiciel de l'appareil EASY view 3D
Version:	2.005
Compatibilité du matériel informatique :	2400 0500 EASY view 3D

La mise à jour du logiciel contient les éléments suivants :

NOUVEAU

- ✓ Nouveau mode pour le filtre UV (un calibrage est nécessaire)
- ✓ Extension du menu de service avec le calibrage des couleurs
- ✓ Enregistrement des images au format jpg
- ✓ Support des formats BMP et JPG
- ✓ Ajout du logo Renfert dans l'image en bas à droite

Attention

Lors du calibrage avec le filtre UV, la lumière ambiante (en particulier la lumière du jour) doit être réduite au minimum !

Pour obtenir les meilleures performances possibles, il est conseillé de toujours maintenir l'EASY view à jour et de suivre les mises à jour du logiciel.



Informazioni sull'aggiornamento EASY view 3D

Tipo:	Software dell'apparecchio EASY view 3D
Versione:	2.005
Compatibilità hardware:	2400 0500 EASY view 3D

L'aggiornamento del software contiene i seguenti componenti:

NOVITÀ

- ✓ Nuova modalità per il filtro UV (richiede calibrazione!)
- ✓ Estensione del menu di servizio con calibrazione del colore
- ✓ Salvataggio delle immagini in formato JPG
- ✓ Supporto dei formati BMP e JPG
- ✓ Aggiunta del logo Renfert nell'immagine in basso a destra

Attenzione

Quando si esegue la calibrazione con il filtro UV, la luce ambiente (soprattutto la luce diurna) deve essere ridotta al minimo!

Per ottenere le migliori prestazioni, mantenere sempre aggiornato EASY view e seguire gli aggiornamenti del software.



Actualización de EASY view 3D

Tipo:	Software del aparato EASY view 3D
Versión:	2.005
Compatibilidad de hardware:	2400 0500 EASY view 3D

La actualización del software incluye los siguientes componentes:

NUEVO

- ✓ Nuevo modo para filtro UV (¡calibración requerida!)
- ✓ Ampliación del menú de servicio con calibración del color
- ✓ Guardado de imágenes en formato JPG
- ✓ Formatos BMP y JPG soportados
- ✓ Adición del logotipo de Renfert en la imagen de abajo a la derecha

Atención

¡Al calibrar con el filtro UV, la luz ambiental (especialmente la luz diurna) debe reducirse al mínimo!

Para obtener el mejor rendimiento posible, mantenga siempre actualizado el EASY view y siga las actualizaciones del software.

Informações de atualização EASY view 3D



Tipo:	Software do equipamento EASY view 3D
Versão:	2.005
Compatibilidade do hardware:	2400 0500 EASY view 3D

A atualização do software inclui os seguintes componentes:

NOVIDADE

- ✓ Novo modo para filtro UV (calibração necessária!)
- ✓ Extensão do menu de serviço com calibração de cores
- ✓ Armazenamento de imagens em formato JPG
- ✓ Suporte de formatos BMP e JPG
- ✓ Adição do logotipo da Renfert na imagem abaixo à direita

Atenção

Ao calibrar com o filtro UV, a luz ambiente (especialmente a luz do dia) deve ser reduzida ao mínimo!

Para obter o melhor desempenho possível, mantenha sempre o EASY view atualizado e preste atenção as atualizações de software.



Информация об обновлении EASY view 3D

Тип:	ПО для прибора EASY view 3D
Версия:	2.005
Совместимость с аппаратным обеспечением:	2400 0500 EASY view 3D

Обновление программного обеспечения содержит следующие компоненты:

НОВОЕ

- ✓ Новый режим для УФ-фильтра (Требуется калибровка!)
- ✓ Расширение сервисного меню с калибровкой цвета
- ✓ Сохранение изображений в формате JPG
- ✓ Поддерживаются форматы BMP и JPG
- ✓ Добавление логотипа Renfert на правом нижнем рисунке

Внимание

При калибровке с УФ-фильтром окружающее освещение (особенно дневное) должно быть сведено к минимуму!

Чтобы добиться наилучшей производительности EASY view вам необходимо поддерживать настройки на самом актуальном уровне и обновлять программное обеспечение.