

**Renfert**

making work easy



# SYMPRO

Sistema de limpieza para rehabilitaciones  
dentales removibles

# SYMPRO

## Sistema de limpieza para rehabilitaciones dentales removibles

Compacto aparato de limpieza, indicado especialmente para la limpieza de rehabilitaciones dentales removibles, férulas y aparatos ortodónticos.

### Ventajas

- Fidelización del cliente – Actuación profiláctica para usuarios de prótesis.
- Satisfacción del paciente – Limpieza de férulas y aparatos ortodónticos.
- Seguridad de procesos – Acondicionamiento validado e higiénico de los componentes del sistema.

### Detalles

- Efecto positivo en la salud general del paciente gracias a la limpieza periódica de la prótesis.
- Gran ahorro de tiempo a través de un proceso efectivo y automatizado de limpieza en comparación con métodos manuales.
- Compatibilidad de materiales probada externamente en los materiales dentales más habituales.
- Geometría optimizada de las pinas de limpieza, cuidadosas y eficaces al mismo tiempo.
- Rendimiento elevado de limpieza con una inclinación óptima del vaso.
- Limpieza rápida de restauraciones provisionales con la combinación entre minivaso SYMPRO y limpiador de cemento provisional temp:ex.

### Making work easy

¡Lo que cuenta es el concepto de sistema! Para la limpieza con el aparato para limpieza de prótesis SYMPRO, hay a su disposición los eficaces detergentes help:ex.



easy use



silent



compact



Antes y después de la limpieza con SYMPRO y help:ex

### Características técnicas

Tensión de red admisible	100–240 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	90 VA
Intensidad de la limpieza	bajo / medio / alto
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	150 x 240 x 280 mm
Peso (sin recipiente)	~3 kg

### Referencias

SYMPRO, 100-240 V	No. 67001000
-------------------	--------------

### Referencias accesorios

help:ex plaque f	4 x 1 l (4 x 0.26 gal)	No. 67000100
help:ex plaque p	20 x 20 g polvo + 20 x 4,5 g neutralizador	No. 67000000
help:ex discolor f	1 l (0.26 gal)	No. 67000200
Otros accesorios	<a href="http://www.renfert.com/sympro">www.renfert.com/sympro</a>	