

Renfert

making work easy



STEAM tube

NOVEDAD Box de vaporización inteligente

NOVEDAD STEAM tube

Box de vaporización inteligente

Tan sencillo como ingenioso: el box de vaporización inteligente es la solución funcional para superar eficazmente los retos que surgen durante la limpieza con chorro de vapor. Atrapa las partículas de suciedad, como restos de cera o pasta de pulido; protege las piezas pequeñas más delicadas para que no se pierdan; y mejora la visión durante el vaporizado gracias a una evacuación de vapor controlada.

Ventajas

- Limpieza maximizada y rápida gracias a su exclusivo concepto de recogida de suciedad y a la fácil extracción del embudo, del tamiz y del recipiente colector interior.
- Su tamiz colector de seguridad protege las piezas pequeñas valiosas y está siempre listo para atraparlas y que no se pierdan.
- Garantiza una visión despejada del objeto de trabajo gracias a la evacuación de vapor dirigida.

Detalles

- Evacuación del vapor personalizable gracias a que la inclinación puede adaptarse y coordinarse perfectamente con el entorno de trabajo.
- Flexibilidad ergonómica gracias a la tolva colectora asimétrica que puede girar 360°.
- Altura ajustable con el pedal regulable.
- Diseño compacto para su colocación opcional directamente en el lavabo.

Making work easy

STEAM tube es un auténtico valor añadido para cualquier laboratorio dental. El box de vaporización inteligente mantiene limpia la zona de trabajo, protege las valiosas piezas pequeñas y permite una visión despejada. De este modo, el antiestético «rincón de la suciedad» del lavabo empleado para la limpieza con chorro de vapor ha pasado a la historia. STEAM tube: una solución sencilla para un trabajo eficiente.



easy use



perfect view



compact



Soporte bueno y estable gracias al pedal engomado

Características técnicas

Peso	3 kg
Medidas (en la posición pedal 90° respecto a la mesa) (B x H x T)	270 x 300 – 390 x 400 mm
Diámetro del tubo	200 mm
Longitud tubo de desagüe	1 m
Ø tubo de desagüe exterior	140 mm

Referencias

STEAM tube (ya montado), espátula de limpieza ergonómica, manguera de desagüe, 2 tapones de cierre, guía de inicio rápido	No. 18420000
---	--------------