

Renfert

making work easy



EASY view+

Dental Visual Communicator

EASY view+

Dental Visual Communicator

Renfert EASY view+ est un système de visualisation et de communication pour l'observation numérique d'objets dans le domaine dentaire. L'observation numérique vous permet de mieux visualiser, modifier et partager les objets réalisés. Outre l'examen classique en direct avec 3 niveaux de grossissement, il est à présent possible de prendre des images sur la simple pression d'un bouton. Vous pouvez réaliser des vidéos en utilisant l'interface directe avec votre ordinateur portable et, par exemple, partager des cas en simultané avec vos collègues. Pour le traitement des images, vous pouvez utiliser les logiciels qui vous sont familiers.

Avantages

- Trois niveaux de grossissement (x4, x15 et x20) pour obtenir une vue globale ou microscopique.
- Avec votre ordinateur portable* et votre outil de visioconférence, les discussions de cas avec le dentiste deviennent plus simples et plus efficaces.
- Grâce à la possibilité de choisir librement l'écran**, le système s'adapte parfaitement à vos besoins.

Accessoires en option : Renfert CONNECT *** (clé Renfert CONNECT stick et application Renfert CONNECT app pour la connexion au réseau et la synchronisation sans fil de données entre la mémoire EASY view+ et l'application).

* Configuration système exigée : Microsoft Windows® 10 ou supérieur ; Intel® Core™ i3 ou supérieur | Apple® macOS® 10.15 ou supérieur ; Intel® Core™ i5 ou supérieur.

** Fonction 3D disponible uniquement avec l'écran Renfert ; écran 2D avec une résolution de 1920x1080 (Full HD).

*** La clé USB Renfert CONNECT stick n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez vérifier la disponibilité ici : www.renfer.com/connect



Grossissement plus faible offrant une meilleure vue d'ensemble

Données techniques

Tension de secteur admissible	120–230 V 100–240 V
Fréquence réseau admissible	50/60 Hz
Puissance absorbée	12 W
Puissance absorbée (Écran)	25 W
Résolution vidéo et d'écran	Full-HD (1920 x 1080)
Distance de mise au point (entre l'objectif et l'objet)	430 mm
Agrandissement	4-fois 15-fois 20-fois
Intensité lumineuse	40000 lx
Capacité de mémoire clé USB	4 GB
Nombre approximatif d'images	600
Longueur max. approximative des séquences vidéo	~15 min
Poids (Tête)	0,7 kg
Poids (incl. bras de fixation)	2,1 kg
Poids (Écran bloc d'alimentation incl.)	3,65 kg

Référence

EASY view+ 100–240 V	Réf. 24004000
EASY view+ 3D 100–240 V	Réf. 24003000
Écran 3D EASY view	Réf. 900037808
EASY view+ Composite filtre UV	Réf. 24004020
Accessoires	www.renfer.com