

Renfert выводит на рынок высококачественную установку для ультразвуковой очистки

Easyclean TEC: высокая эффективность очистки и прекрасный дизайн

Компания Renfert (г. Хильцинген, Германия) выпускает ультразвуковую установку Easyclean TEC, отвечающую требованиям стоматологии. Ультразвуковая частота 37 кГц позволяет тщательно удалять даже стойкие загрязнения. В то же время работа с устройством не требует особых усилий, а уровень шума при работе сведен к минимуму.

Новая ультразвуковая установка Easyclean TEC компании Renfert предназначена для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий. Очистка слепочных ложек, артикуляционных пластин и другого инструмента не требует особых усилий. Эффективность очистки основана на физическом воздействии ультразвука и поддерживается химическими чистящими средствами, обогревом жидкости и регулируемым временем обработки. Кроме того, функция развертки обеспечивает эффективное распределение частоты ультразвука, что еще больше повышает эффект очистки.

- Эффективная очистка благодаря встроенному нагревательному элементу и функции постоянной развертки ультразвука
- Частота 37 кГц
- Две предварительно настроенные программы очистки
- Интуитивно понятное управление
- Исключительно долгий срок службы

В зависимости от степени загрязнения можно выбрать один из двух ультразвуковых режимов. Если режим «eco» обеспечивает энергосбережение и бесшумную работу, то режим «dynamic» с оптимизированным распределением звукового поля обеспечивает всестороннюю тщательную очистку от стойких загрязнений. Эргономическая панель управления показывает необходимую информацию, такую как режим работы, продолжительность или температура. Благодаря современному дизайну высококачественная ультразвуковая установка незаметно вписывается в окружающую обстановку. Элементы управления и поверхность корпуса из нержавеющей стали легко очищаются.

Как высококачественное устройство «Made in Germany», Easyclean TEC отличается исключительно долгим сроком службы. Renfert подтверждает обещание долговечности гарантийным сроком в три года. Easyclean TEC убеждает надежностью, привычной для покупателей этого бренда. Здесь гигиеничность продукции сочетается с высоким качеством, удобством применения и нестареющим дизайном. Результат - типичный для компании Renfert: сделали работу легкой («making work easy»).

2.327 знаков

Дополнительная информация

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/ Germany | www@renfert.com

Контакт

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com