

## **Пароструйные аппараты нового поколения: эволюция надёжности**

Renfert представляет новые POWER steamer 1 и POWER steamer 2

Компания Renfert выводит на рынок технически усовершенствованное поколение своих пароструйных аппаратов. Обновление ключевых узлов обеспечивает бесперебойную работу при постоянно высоких нагрузках. В лабораторной практике пароструйный аппарат является одним из наиболее интенсивно используемых устройств. Высокие температуры и постоянное давление пара предъявляют серьёзные требования к материалам и конструкции. Renfert уже в первом поколении создала надёжную систему, задав новый стандарт: мощное и долговечное решение, защищённое трёхлетней гарантией для максимального доверия. Новые модели POWER steamer 1 и POWER steamer 2 продолжают эту традицию с улучшенными элементами, которые критически важны для долговечности, надёжности и простого технического обслуживания.

### **Оптимизация в деталях**

Главное изменение – новый электромагнитный клапан. Его увеличенный диаметр улучшает пропускную способность и рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Кроме того, при необходимости клапан может быть заменён пользователем самостоятельно, сокращая время простоя. Внешне аппараты получили лёгкое обновление дизайна, сохранив при этом проверенную эргономику. Renfert продолжает использовать проверенные параметры первого поколения:

- Стабильная мощность: рабочее давление 4,5 бара для эффективной пароструйной чистки.
- Надёжная система нагрева: нагревательный элемент залит в основание бака, обеспечивая его защиту от коррозии.
- Простое обслуживание: индикатор образования накипи и увеличенное смотровое окно облегчают безопасное обслуживание.

Аппараты доступны в двух вариантах: POWER steamer 1 – с ручным заполнением воды или POWER steamer 2 – с автоматическим заполнением от водопровода и встроенным насосом для непрерывного наличия пара.

### **Больше, чем просто паровая чистка: продуманная система**

«Мы рекомендуем использовать дистиллированную воду или наше средство удаления накипи POWER steamer water softener», – отмечает продакт менеджер Йенс Эрих. Система фильтрации контролирует поток с помощью датчика и активно защищает устройство от повреждений вследствие отложения накипи. В качестве опции доступна STEAM tube – продуманная станция для пароструйной чистки, расширяющая возможности пароструйных аппаратов. Renfert также предлагает новые виды услуг. С помощью Product Virtualizer можно к примеру изучить POWER steamer 2 на сайте Renfert – включая 3D анимации и виртуальное размещение аппарата в лаборатории. Больше информации на странице продукта:

[www.renfert.com/power-steamer](http://www.renfert.com/power-steamer)

**2.592знаков**

---

### **Дополнительная информация**

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/ Germany | [www.renfert.com](http://www.renfert.com)

### **Контакт**

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: [Alberta.Domnick@renfert.com](mailto:Alberta.Domnick@renfert.com)