

Пароструйный аппарат POWER steamer – новый эталон надёжности

С аппаратом POWER steamer компания Renfert (Хильцинген - Германия) начала выпускать первый пароструйный аппарат, показывающий как работает продуманный процесс разработки. Продуман до мельчайших деталей, POWER steamer – это настоящий мастер пара. Новое поколение пароструйных аппаратов делает повседневную работу в лаборатории более комфортной. Таким образом, компания Renfert устанавливает новую веху в области высококачественного лабораторного оборудования под лозунгом - «сделаем работу легче».

POWER steamer поднимает обработку паром в лабораториях на новый уровень. Паровпароструйный аппарат с необслуживаемым нагревательным элементом и интеллектуальной инженерией дополняет лабораторное оборудование интеллектуальными функциями, привлекательным дизайном и надёжной паропроизводительностью. Центральным элементом является бойлер, в котором нагревательный элемент отлит в алюминиевом основании. Это настоящий инженерный подвиг, который делает нагревательный элемент практически неразрушимым. Ещё одна оригинальная деталь: сверхбольшое смотровое отверстие в напорном резервуаре для удобной промывки и удаления накипи. Полный вперед в ежедневной лабораторной рутине - даже при высокой частоте мощный прибор сохраняет полную мощность. Надёжная система нагрева обеспечивает короткое время разогрева или быстрый, постоянный повторный нагрев. Кроме того, удобное управление и привычные услуги Renfert превращают некогда обычную повседневную машину в умного мастера производительности.

Приложение дополненной реальности (AR): Проектирование POWER steamer в лаборатории

Для первоначального ознакомления POWER steamer можно представить в виде 3D-модели. Достаточно загрузить приложение AR и посмотреть на устройство в лабораторных условиях. Кроме того, на сайте Renfert можно найти виртуальную 3D-модель с четким описанием продукта и анимацией о том, как он работает.

1.918 знаков

Дополнительная информация

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/ Germany | www.renfert.com

Контакт

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com