

Просто и гениально: Решение для чистой и эффективной рабочей зоны

STEAM tube – Станция для работы с пароструйным аппаратом компании Renfert

Работа паром в зуботехнической лаборатории поднята компанией Renfert (Хильцинген) на новый уровень. Новая STEAM tube – Станция для работы с пароструйным аппаратом - является ответом на вызовы, возникающие в зуботехнической лаборатории при отпаривании рабочих объектов, и позволяет преодолеть разочарование от раковины для промывания паром.

STEAM tube – это станция для работы с пароструйным аппаратом, обеспечивающая чистое рабочее место. При обработке паром рабочих объектов инновационная конструкция станции улавливает разрыхленные частицы грязи. То есть остатки (например, воска или полирующего средства) от отпаривания объекта больше не распределяются неконтролируемо в области вокруг пароструйного аппарата. Кроме того, STEAM tube не только защищает чувствительные мелкие детали, но и улучшает обзор обрабатываемого объекта за счет контролируемого отвода пара. В центре STEAM tube располагается асимметричная воронка, через которую частицы грязи с уплощенной стороны попадают на сито воронки вместе со струей пара. Мелкоячеистое защитное сито улавливает все потерянные мелкие детали и защищает их от повреждения или окончательной потери. Кроме того, направленное отведение пара позволяет хорошо видеть очищаемый объект. STEAM tube отличается высококачественным дизайном и простой функциональностью. Компактная конструкция и вращающаяся воронка позволяют индивидуально адаптировать устройство к требованиям в области эргономики и легко разместить его в зуботехнической лаборатории, например, непосредственно в раковине или отдельно. STEAM tube легко очищается благодаря простому снятию воронки, сита и сборника.

С помощью STEAM tube компания Renfert в очередной раз решила давнюю проблему повседневной работы в лаборатории. Станция для работы с пароструйным аппаратом обеспечивает чистоту рабочего места и активно способствует улучшению условий труда. Таким образом, STEAM tube является ярким примером философии компании Renfert «making work easy» (сделать работу проще).

2.087 знаков

Дополнительная информация

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/ Germany | www@renfert.com

Контакт

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com