

Компания Renfert представляет новое программное обеспечение для создания моделей SIMPLEX

Простота каждого клика: SIMPLEX – эффективный путь к ортодонтической модели

Использование интраоральных сканеров (IOS) в ортодонтии растет, а вместе с ним растет и потребность в простом решении для производства моделей. Именно здесь на помощь приходит система 3D-принтера SIMPLEX от компании Renfert. Эта система была специально разработана для ортодонтических клиник, предлагая легкий вход в цифровой мир. Программное обеспечение SIMPLEX model designer является новым продуктом на этом пути.

После записи интраоральных данных возникает вопрос: как проще напечатать модель? Для ортодонтии ответом является филаментная 3D-печать. И именно здесь на помощь приходит SIMPLEX model designer. Новое программное обеспечение является связующим звеном между данными интраорального сканирования и 3D-принтерами. Как отдельное программное обеспечение, оно дополняет систему филаментного 3D-принтера SIMPLEX, но в то же время обеспечивает гибкость при самостоятельном использовании в рамках филаментной 3D-печати.

От скана до готовой к печати модели всего за несколько кликов

SIMPLEX model designer позволяет быстро построить ортодонтическую модель на основе данных IOS скана. Модель готова к печати всего за несколько кликов. В отличие от сложного программного обеспечения для конструирования, требующего обширных технических знаний, SIMPLEX model designer намеренно упрощен. Программное обеспечение предлагает стандартизированный, удобный для пользователя процесс, которым можно управлять без предварительных знаний. Будь то стоматологическая клиника или зуботехническая лаборатория, принцип «нажми и печатай» позволяет легко начать работу с цифровой ортодонтией.

SIMPLEX model designer: Ортодонтическая модель с помощью нескольких кликов

Снижение сложности работы и максимальная эффективность - таково требование к системе SIMPLEX. Новое программное обеспечение для филаментной 3D-печати прокладывает легкий путь к ортодонтической модели, интуитивно направляя пользователей в ходе рабочего процесса. Таким образом, SIMPLEX model designer оказывается идеальным инструментом как для новичков в производстве цифровых моделей, так и для всех тех, кто хочет пополнить свой портфель программного обеспечения эффективным решением для создания цоколя модели на основе открытой модели после интраорального сканирования.

2.387 знаков

Дополнительная информация

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/ Germany | www.renfert.com

Контакт

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com