

Aufwachstechnik

Mit analoger Meisterschaft zur digitalen Präzision

Gradgenau Aufwachsen

Das Waxlectric II ist der Profi im Bereich der elektrischen Wachsmesser und ermöglicht den parallelen Einsatz von zwei Handstücken.



Verformfreie Wachskäppchen

Zuverlässiges Wachstauchbecken hotty LED mit LED-Display und Folientastatur für das gleichmäßige und gradgenaue Erwärmen von Tauchwachsen.

Eine exakte Stumpfvorbereitung mit GEO Dip schafft die ideale Grundlage für passgenaue konventionelle und vollkeramische Restaurationen.



Spannungsfrei Modellieren

Durch eine spezielle Wachsrezeptur sind die GEO Wachsdrahte spannungsfrei und entwickeln nur geringe Rückstellkräfte.





Kronen- und
Brückentechnik



Ästhetisches
Wax-up



Voll- und
Presskeramik



Spezialwachs

Flexibel Arbeiten

Die GEO Classic Linie bietet hochwertige Modellierwache in verschiedenen Härtegraden – ideal für jede zahntechnische Herausforderung, von der Einzelkrone bis zur komplexen Brücke. Die Wachse überzeugen durch exzellente Modellier-, Schab- und Fräseigenschaften und verbrennen rückstandsfrei – perfekt für die Voll- und Presskeramik. Ob mit offener Flamme oder elektrischem Wachsmesser: GEO Classic Wachse lassen sich präzise und kontrolliert verarbeiten.



	No.				
GEO Classic Basic Set	 493 0004	■	■	■	■
GEO Classic	 497 0100	■	–	–	–
GEO Classic	 497 0200	■	–	–	–
GEO Classic	 497 0300	■	–	–	–
GEO Classic	 497 1200	■	■	–	–
GEO Classic	 497 1300	■	■	–	–
GEO Classic Avantgarde	 495 0100	■	–	–	–
GEO Classic Avantgarde	 495 0200	■	–	–	–

	No.				
GEO Classic Avantgarde	 495 0300	■	–	–	–
GEO Classic Natural	 499 0300	■	–	■	–
GEO Classic Natural	 499 0400	■	■	■	–
GEO Classic Snow-white	 499 0101	■	–	■	–
GEO Classic Snow-white	 499 0201	■	■	■	–
GEO Classic Cervicalwachs	 486 1000	■	■	–	■
GEO Classic Cervical- und Unterziehwachs	 489 1000	■	■	–	■
GEO Classic Fräswachs	 485 1000	■	–	–	■

Effizient Arbeiten

Die GEO Crowax Linie steht für wirtschaftliches Modellieren ohne Kompromisse. Die mittelharten Wachse eignen sich hervorragend für Kronen-, Brücken- und Modellgusstechnik – unkompliziert in der Anwendung, zuverlässig im Ergebnis.



	No.				
GEO Crowax	 475 0100	■	■	–	–
GEO Crowax	 475 0200	■	■	–	–
GEO Crowax	 475 0300	■	■	–	–

	No.				
GEO Crowax	 475 0400	■	–	–	–
GEO Crowax	 475 0500	■	–	–	–
GEO Crowax Cervical- und Unterziehwachs	 475 0600	■	■	–	■

Opak

Transparent



Mehr erfahren

www.renfert.com/waxup