

Пресс-релиз хильцинген, Германия – IDS 2023

Renfert выпускает ультразвуковой очиститель, соответствующий требованиям MDR, с интеллектуальными функциями

Easyclean MD¹: Лучшая производительность чистки – лучший дизайн

Компания Renfert (Хильцинген) выпускает на рынок Easyclean MD - современное устройство для ультразвуковой очистки. Частота ультразвука 37 кГц и пять ультразвуковых режимов позволяет удалять даже самые стойкие загрязнения . Этим устройством компания еще раз подчеркивает свою притязательность на высококачественные стоматологические оборудования, которые обеспечивают комфортную, не требующую усилий работу — «making work easy».

Гигиеническая очистка с помощью ультразвука - новый прибор ультразвуковой очистки Easyclean MD используется для высокопроизводительной очистки или предварительной очистки медицинских изделий (например, абатментов, протезов, коронок) и инструментов. Будучи устройством, соответствующим требованиям MDR (Регламент для медицинских изделий), Easyclean MD является идеальным решением для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий, которые хотят как можно проще очищать медицинские изделия и соответствующее оборудование. Для самых высоких требований гигиены!

Easyclean MD в двух словах:

- Пять предварительно настроенных ультразвуковых режимов и четыре индивидуаль ные программы в памятиSmarte Feedback-Funktion
- Умная функция обратной связи
- Частота 37 кГц
- Соответствие стандарту MDR*
- Регулируемая предельная температура
- Простое управление и понятная навигация по меню
- Оснащен подогревом в стандартной комплектации

Эффективно: Easyclean MD привносит постоянную вибрацию в зуботехническую лабораторию

Easyclean MD использует энергию высокочастотных колебаний для тщательного удаления грязи и отложений (например, остатков полировки, зубного камня, остатков гипса, крови, жира и т.д.), например, с изношенного протеза, лабораторного абатмента или загрязненных инструментов. Частота ультразвука 37 кГц позволяет удалять даже самые стойкие загрязнения².

Соответствие стандарту MDR: Easyclean MD означает гигиенически безупречную переработку

Easyclean MD как медицинское изделие класса I соответствует требованиям Регламента о медицинских изделиях (EC) 2017/745 и поэтому соответствует требованиям MDR.

¹Медицинское изделие класса I в соответствии с Регламентом о медицинских изделиях (ЕС) 2017/745.

Пожалуйста, соблюдайте законы, действующие в вашей стране.

^{2*}НЕ заменяет обработку в моечно-дезинфекционной машине



Пресс-релиз

Хильцинген, Германия – IDS 2023

Оборудование используется для звуковой обработки предметов и веществ, погруженных в чистящую жидкость. Гигиенически безупречная окончательная очистка компонентов, изготовленных в зуботехнической лаборатории (например, абатментов, коронок), как элементарная часть производственной цепочки, достигается легко и надежно. Аналогичным образом можно без особых усилий очистить зубные протезы, слепочные ложки, инструменты и другое оборудование. Эффективность чистки Easyclean MD основана на чисто физическом воздействии ультразвука и может улучшаться подходящими химическими чистящими средствами, повышенной температурой ванны и регулируемой продолжительностью использования.

Интеллектуальный: Easyclean MD обеспечивает надежность благодаря продуманным деталям

Благодаря пяти различным ультразвуковым режимам (дегазация, эко, развертка, импульс, динамика) Easyclean MD предлагает выбор для индивидуальных ситуаций. В зависимости от области применения выбирается соответствующий режим, например, «sweep» для равномерной ультразвуковой очистки, «pulse» для особо стойких загрязнений или «есо» для энергосберегающей работы. В дополнение к предварительно настроенным ультразвуковым режимам можно создавать и сохранять индивидуальные программы очистки, что обеспечивает воспроизводимые результаты очистки. Предельная температура также может быть отрегулирована в соответствии с условиями применения. Несмотря на несколько вариаций прибор Easyclean MD абсолютно «простой» в использовании. Ориентированная на пользователя панель управления имеет встроенный, легко читаемый дисплей, который предоставляет информацию о важных параметрах, например, режим работы, продолжительность или температура. Прибор также сигнализирует, например, об окончании чистки или о достижении предельной температуры.

Опережая время: Easyclean MD повышает качество работы за счет тонко продуманных деталей.

Благодаря современному, простому дизайну инновационная ультразвуковая очистительная установка незаметно вписывается в лабораторную или практическую среду. Во время очистки в эко-режиме или с установленной пластиковой крышкой снижается раздражающий фоновый шум, часто связанный с ультразвуковыми аппаратами. Easyclean MD также уделяет внимание надлежащему техническому обслуживанию. Поверхности из нержавеющей стали легко чистятся. Дисплей и мембранную клавиатуру можно легко протирать и дезинфицировать.

Easyclean MD оптимизирован для специфического стоматологического применения и впечатляет своим обычным прочным и надежным характером Renfert. Здесь правовая определенность и гигиена продукции сочетаются с надежным качеством, простотой использования и хорошим дизайном. Результат получился типичным для Renfert: «making work easy» (сделать работу проще).

5.113 знаков

Дополнительная информация

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/ Germany | www.renfert.com

Контакт

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com