



making work easy

Pressemitteilung

Hilzingen, Deutschland – März 2026

Dampfstrahler der neuen Generation: Evolution in Sachen Zuverlässigkeit

Renfert präsentiert die neuen POWER steamer 1 und 2

Renfert bringt mit den POWER steamer 1 und 2 die technisch optimierte Generation seiner Dampfstrahler auf den Markt. Mit Upgrades an zentralen Komponenten sind die Geräte konsequent auf den störungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt. Der Dampfstrahler gehört im Dentallabor zu den Geräten mit der höchsten Dauerbelastung. Hohe Temperaturen sowie permanenter Druck fordern Material und Technik heraus. Mit dem POWER steamer hat Renfert bereits in der ersten Generation ein robustes System etabliert, das durch eine Garantiezeit von drei Jahren zusätzlich Sicherheit bietet. Die POWER steamer 1 und 2 knüpfen daran an und Geräteteile, bei denen auf Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und einfache Wartung ankommt, wurden weiterentwickelt.

Optimierung im Detail

Im Mittelpunkt der Überarbeitung steht das neu konzipierte Magnetventil. Es verfügt über einen größeren Durchmesser für verbesserten Durchfluss und ist für intensive Belastung ausgelegt. Zudem kann das Magnetventil bei Bedarf vom Anwender selbst ausgetauscht werden. Dies reduziert Stillstandszeiten. Optisch präsentieren sich die neuen Geräte mit dezentem Facelift, behalten jedoch die bewährte Ergonomie bei. Und auch in der zweiten Generation setzt Renfert auf erprobte Leistungsmerkmale:

- Konstante Power: 4,5 bar Arbeitsdruck für effektives Reinigen.
- Sicheres Heizsystem: Das im Aluminium-Kesselboden vergossene Heizelement ist vor Korrosion geschützt.
- Einfache Wartung: Eine nutzungsbasierte Verkalkungsanzeige und die große Revisionsöffnung machen die Pflege effizient und sicher.

Der POWER steamer ist in zwei Varianten erhältlich: POWER steamer 1 mit manueller Befüllung, oder POWER steamer 2, mit Festwasseranschluss und integrierter Pumpe für konstante Dampfverfügbarkeit.

Mehr als Abdampfen: Ein smartes Gesamtsystem

„Wir empfehlen den Einsatz von destilliertem Wasser oder von unserem speziellen POWER steamer water softener“, erklärt Produktmanager Jens Erich. Das Filtersystem überwacht den Durchfluss via Flow-Sensor und schützt proaktiv vor Kalkschäden. Optional ergänzt die STEAM tube als clever konzipierte Abdampfstation das Gerät. Innovativ zeigt sich Renfert auch im Service. Beispielsweise lässt sich über den „Product Virtualizer“ der POWER steamer 2 digital erleben – inklusive 3D-Funktionsanimationen und Augmented Reality für die virtuelle Platzierung im Labor. Ausführliche Informationen auf der Produktseite www.renfert.com/power-steamer

2.472 Zeichen

Weitere Informationen

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen | www.renfert.com

Pressekontakt

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com