

making work easy



# SYMPRO

Appareil de nettoyage de prothèses

## **SYMPRO**

## Appareil de nettoyage de prothèses

Appareil de nettoyage de prothèses compact, idéal pour nettoyer les prothèses dentaires amovibles, les appareils d'orthodontie et les gouttières.

#### **Avantages**

- Fidélisation de la clientèle prestation de prophylaxie dentaire pour porteurs de prothèses.
- Sécurité des processus nettoyage et désinfection validés des composants du système.
- Satisfaction du patient tests indépendants sur la compatibilité avec les matériaux dentaires courants.

#### **Détails**

- Effet positif sur la santé globale du patient grâce à un nettoyage régulier de la prothèse.
- Gain de temps important par rapport aux méthodes manuelles grâce à un processus de nettoyage efficace et automatisé.
- Géométrie optimisée des aiguilles pour un nettoyage doux mais efficace.
- Nettoyage très performant grâce à l'inclinaison optimale du bol.
- Nettoyage rapide des restaurations provisoires avec la combinaison du mini-bol SYMPRO et du solvant pour ciments provisoires temp:ex.

#### Making work easy

C'est le système qui fait la différence! Les agents de nettoyage efficaces help:ex sont disponibles pour le nettoyage avec l'appareil de nettoyage de prothèses SYMPRO.





Avant et après le nettoyage avec SYMPRO et help:ex

### Données techniques

Tension de secteur admissible	100-240 V
Fréquence réseau admissible	50/60 Hz
Puissance absorbée	90 VA
Intensité du nettoyage	faible / moyen / élevé
Dimensions (I x h x p)	150 x 240 x 280 mm
Poids (sans bol)	~3 kg

#### Référence

SYMPRO, 100-240 V No. 6700100
-------------------------------

#### Référence accessoires

help:ex plaque f	4 x 1 I (4 x 0.26 gal)	No. 67000100
help:ex plaque p	20 x 20 g (0.7 oz.) poudre de nettoyage + 20 x 4,5 g (0.16 oz.) neutralisateur	No. 67000000
help:ex discolor f	1 I (0.26 gal)	No. 67000200
Autres accessoires	www.renfert.com/sympro	

