

POWER steamer – Dampfstrahler setzt neuen Maßstab in puncto Zuverlässigkeit

Renfert bringt mit dem POWER steamer den ersten Dampfstrahler auf den Markt, der zeigt, wie intelligentes Engineering richtig funktioniert. Ausgeklügelt bis ins feinste Detail, wird der POWER steamer zum echten Dampfmeister. Die neue Generation eines Dampfstrahlers macht den Laboralltag einfach noch ein bisschen komfortabler. Damit setzt Renfert den nächsten Meilenstein im Bereich hochwertiger Laborgeräte – „making work easy“.

Mit dem POWER steamer betreten Dentallabore beim Abdampfen ein neues Level. Der Dampfstrahler mit wartungsfreiem Heizelement und intelligentem Engineering ergänzt die Laborausstattung mit smarten Funktionen, ansprechendem Design und verlässlicher Dampfleistung. Herzstück ist der Kessel, in dem das Heizelement im Aluminium-Boden vergossen ist. Damit ist ein echter Ingenieursstreich gelungen, der das Heizelement nahezu unverwundlich macht. Weiteres raffiniertes Detail: die extra große Revisionsöffnung im Druckbehälter für ein komfortables Spülen und Entkalken. Mit Volldampf durch den Laboralltag – selbst bei hoher Frequentierung bewahrt das leistungsstarke Gerät volle Power. Die robuste Heizung sorgt für eine kurze Aufheizzeit bzw. ein schnelles, permanentes Nachheizen. Zudem machen das anwenderfreundliche Handling und die gewohnten Renfert-Services aus einem einst biederen Alltagsgerät einen cleveren Performance-Meister.

Augmented Reality (AR) App: POWER steamer ins Labor projizieren

Für ein erstes Kennenlernen lässt sich der POWER steamer als 3D-Modell visualisieren. Einfach AR-App laden und das Gerät im Laborumfeld betrachten. Zudem ist auf der Renfert-Website ein virtuelles 3D-Modell mit klarer Produktbeschreibung und Animationen zur Funktionsweise hinterlegt.

1.711 Zeichen

Weitere Informationen

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen | www.renfert.com

Pressekontakt

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com