

Renfert lanciert Hochleistungstrimmer mit praktischen Features

MT premium: Das Genie unter den Modelltrimmern

Renfert stellt mit dem neuen Nasstrimmer MT premium meisterhafte Kompetenz in Sachen verlässliche Profi-Geräte unter Beweis. Das jüngste Mitglied der MT-Trimmer-Familie begeistert zusätzlich zur hohen Leistungskraft mit raffinierten Details. Renfert unterstreicht so einmal mehr den Anspruch an hochwertige Laborgeräte für ein komfortables, müheloses Arbeiten – „Making work easy“.

Kompromisslos stark und detailverliebt clever – mit dem Nasstrimmer MT premium läutet Renfert einen Paradigmenwechsel in Sachen Modelltrimmen ein. Der neue Hochleistungstrimmer basiert technisch auf bewährten Charakteristika des MT-3-Trimmers (z. B. hohe Leistungskraft, werkzeuglose Reinigung) und bietet zudem clevere Features, z. B. Aqua-Stopp und Spotlight.

Die gute Performance lässt den MT premium zum leistungsstarken „Arbeitstier“ werden. Konstruktion und Design lassen keine Wünsche offen. Geschlitzte Winkellinien im Trimmertisch ermöglichen die leichte Führung der Gipsmodelle. Dank einer 10°-Geräteneigung ist eine optimale Sicht auf das Modell gegeben. Ein schneller Wechsel des Trimmertisch-Winkels ist über den praktischen Kippmechanismus (90° / 98°) gegeben. Das optimal positionierte Sprührohr verhindert das Zusetzen der Trimmerscheibe und die Anti-Drop-Funktion sorgt für eine saubere, trockene Arbeitsfläche. Zusätzlich verfügt der MT premium über eine Aqua-Stopp-Funktion, die dabei hilft, Wasser zu sparen. Geniestreich ist auch das integrierte Arbeitslicht; ein Spotlight, welches die Arbeitsfläche am Trimmertisch optimal ausleuchtet.

Ortho-Guide für kieferorthopädische Modelle

Mit dem ORTHO-Guide-Aufbausatz wird der MT premium mühelos zum Spezialtrimmer. Das Trimmen kieferorthopädischer Modelle wird durch eine Schablone und einen speziellen Trimmertisch einfach und sicher. Eine Angulationshilfe garantiert definierte Winkel. Die optimale Ausrichtung der Raphe-Median-Linie wird durch ein Laser-Richtlicht erleichtert.

Ob Dentallabor oder Zahnarztpraxis – der MT premium vollbringt wahre Meisterleistung. Und so steht der Hochleistungstrimmer für das Modelltrimmen auf neuem Niveau. Pure Kraft und konstante Leistung treffen auf ausgeklügelten Anwendungskomfort und solide Expertise. Und so ist das Ergebnis eben typisch Renfert: „Making work easy“.

2.378 Zeichen

Weitere Informationen

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen | www.renfert.com

Pressekontakt

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com