

So einfach wie genial: Die Lösung für einen sauberen und effizienten Arbeitsplatz

STEAM tube – Die intelligente Abdampf-Station von Renfert

Renfert (Hilzingen) hebt das Abdampfen im Dentallabor auf ein neues Niveau. Die neue STEAM tube – die intelligente Abdampf-Station – ist die Antwort auf Herausforderungen im Dentallabor beim Abdampfen von Arbeitsobjekten und entgegnet dem Frust mit der „Schmuddelecke“ Dampfwaschbecken.

STEAM tube sorgt als intelligente Abdampf-Station für einen sauberen Arbeitsplatz. Beim Abdampfen von Arbeitsobjekten werden durch das innovative Design der Station gelöste Schmutzpartikel und Verunreinigungen aufgefangen. Rückstände (z. B. Wachs oder Poliermittel) vom Abdampfen des Objektes verteilen sich somit nicht mehr ziellos in der Umgebung des Dampfstrahlers. Darüber hinaus schützt die STEAM tube nicht nur empfindliche Kleinteile, sondern verbessert durch eine kontrollierte Dampfableitung die Sicht auf das zu bearbeitende Objekt. Im Zentrum der STEAM tube steht der asymmetrische Auffangtrichter, durch dessen abgeflachte Seite Schmutzpartikel während des Dampfstrahlens in das Trichtersieb geleitet werden. Ein feinmaschiges Sicherheitssieb fängt eventuell verlorene Kleinteile auf und schützt sie vor Beschädigung oder Verlust. Zudem ermöglicht die gezielte Dampfableitung freie Sicht auf das zu reinigende Objekt. STEAM tube zeichnet sich durch hochwertiges Design und einfache Funktionalität aus. Die kompakte Bauform und die drehbare Trichterausführung ermöglichen eine individuelle Anpassung an ergonomische Bedürfnisse und eine einfache Platzierung im Dentallabor, z. B. direkt im Waschbecken oder auch freistehend. Die Reinigung der STEAM tube ist durch die einfache Entnahme von Trichter, Sieb und Auffangbehälter mühelos möglich.

Mit der STEAM tube löst Renfert erneut eine langwährende Herausforderung im Laboralltag. Die intelligente Abdampf-Station sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz und trägt aktiv zu besseren Arbeitsbedingungen bei. Damit ist die STEAM tube ein Paradebeispiel für die Renfert-Philosophie „making work easy“.

1.654 Zeichen

Weitere Informationen

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen | www.renfert.com

Pressekontakt

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com