



Pastas de pulido Renfert

Resumen de las pastas de pulido Renfert con los instrumentos de pulido recomendados

Producto			Instrumento de pulido recomendado			
Pasta de pulido	con partículas de diamante	Material/ Campo de aplicación	Procesamiento/ Prepulido	Pulido	Pulido de alto brillo	
Renfert Polish hybrid materials No. 5103000	✓	Material híbrido				
Renfert Polish all-in-one No. 5100100	✓	Disilicato de litio, dióxido de circonio, cerámicas de recubrimiento, polímeros de alto rendimiento				
Renfert Polish ZrO ₂ No. 5101100	✓	Dióxido de circonio				
Renfert Polish LiSi ₂ No. 5102100	✓	Disilicato de litio				
Brinell L No. 5190001	✓	Aleaciones nobles para metal-cerámica, cerámica				
Opal L No. 5200001		Resinas de recubrimiento				
Saphir No. 5150000		Aleaciones de metales nobles				
Saphir No. 5150000		Aleaciones de cromo-cobalto				
Pasta de pulido universal No. 5131000		PMMA, resinas				

*Incluida en la entrega de Brinell L No. 5190001

Pulidores para pieza de mano



Pulidores para motor de pulido

