

Renfert

making work easy



STEAM tube

NOVIDADE Caixa inteligente de vaporização

NOVIDADE STEAM tube

Caixa inteligente de vaporização

Tão simples quanto genial: STEAM tube - a caixa inteligente de vaporização - é a solução funcional para enfrentar com eficiência os desafios da limpeza com vapor. Ele captura especificamente partículas de sujeira, tais como resíduos de cera e pastas de polimento, protege peças pequenas e sensíveis contra perda, e também melhora a visibilidade durante a vaporização graças à controlada descarga de vapor.

Vantagens

- Limpeza maximizada e rápida graças a um conceito único de coleta de sujeira e remoção sem esforço do funil, do crivo e do recipiente interno de coleta.
- Protege peças pequenas valiosas com o crivo de segurança, sempre pronto para pegar peças pequenas perdidas com segurança.
- Oferece uma visão clara do objeto de trabalho através do desvio de vapor direcionado e garante uma alta visibilidade.

Detalhes

- Descarga de vapor personalizável por meio de ajuste de ângulo de inclinação para um ajuste ideal ao ambiente de trabalho.
- Flexibilidade ergonômica graças ao funil de coleta assimétrico giratório de 360°.
- Ajuste de altura individual com suporte de pé ajustável.
- Design compacto para posicionamento opcional diretamente no lavatório.

Making work easy

STEAM tube é um verdadeiro trunfo para laboratórios dentários. A caixa inteligente de vaporização mantém a área de trabalho limpa, protege valiosas peças pequenas e permite uma clara visualização. O feio "canto sujo" na pia de vaporização é finalmente história. STEAM tube – uma solução simples para um trabalho eficiente.



easy use



perfect view



compact



Suporte bom e estável devido à barra de pé emborrachada

Dados técnicos

Peso	3 kg
Dimensões (na posição suporte de pé 90° em relação à mesa) (L x A x P)	270 x 300 – 390 x 400 mm
Diâmetro do tubo	200 mm
Comprimento mangueira de drenagem	1 m
Ø mangueira de drenagem externo	140 mm

Informações para encomenda

STEAM tube (já montado), espátula ergonômica para limpeza de sujeira, mangueira de drenagem, 2 tampões de vedação, guia rápido

No. 18420000