

**Renfert**

making work easy



# MT premium

**NOVIDADE** Recortador de gesso úmido

# NOVIDADE MT premium

## Recortador de gesso úmido com luz de trabalho e Aqua Stop

Recortar gesso úmido com um novo nível: Particularidades bem pensadas aperfeiçoam o uso diário e fazem do MT premium um recortador de uma classe à parte.

### Vantagens

- Desbaste úmido eficiente e preciso de modelos dentários de gesso.
- Trabalho sem fadiga devido à iluminação integrada.
- Redução de custos e preservação de recursos com o Aqua Stop.
- Rápido ajuste da angulação da mesa de trabalho graças ao prático mecanismo de inclinação (90° / 98°).

### Detalhes

- Limpeza fácil e com economia de tempo graças à remoção sem ferramentas da mesa, da porta e do tubo irrigador do recortador.
- Trabalho limpo e sem problemas graças à ótima vedação.

### Outros detalhes

- Motor com potência acima da média para excelente desbaste de superfícies, mesmo em tipos de gesso mais duros.
- Devido a marcação detalhada do ângulo na mesa do recortador é possível guiar mais facilmente o modelo na hora de desgastar.
- Visão clara do modelo devido a uma inclinação do equipamento a 10°.
- A posição ideal do tubo irrigador impede a obstrução do disco de corte por umedecimento uniforme.



tool included



easy use



perfect view



Iluminação ideal da área de trabalho

### Dados técnicos

Tensão de rede admissível	220–240 V   100–120 V
Frequência de rede admissível	50/60 Hz
Potência absorvida	1300 W (230 V)   1325 W (120 V)
Desempenho do motor (P1)	1300 W
Desempenho do motor (P2)	900 W
Velocidade de rotação	2880–3400 rpm
Consumo de água máx.	7 l/min
Pressão de água mín. / máx.	1–5 bar
Ø (Tubo de ligação para a mangueira de drenagem)	36 mm
Ø (Discos de corte)	234 mm
Dimensões (L x A x P)	305 x 330 x 410 mm
Peso (sem disco)	~13,2 kg

### Informações para encomenda

MT premium com disco de corte Klettfix, 220-240 V	No. 18070000
MT premium com disco de corte Marathon, 220-240 V	No. 18070500
MT premium com disco de corte Klettfix, 100-120 V	No. 18071000
MT premium com disco de corte Marathon, 100-120 V	No. 18071500

# NOVIDADE ORTHO guide

Conjunto de montagem para expansão ortodôntica para o MT premium ou MT3



Com o ORTHO guide, o MT premium e o MT3 se tornam recortadores especiais para as exigências ortodônticas.

## Vantagens

- Recorte rápido, preciso e orientado para a mordida de modelos ortodônticos por meio de gabarito intuitivo e mesa especial.
- Maior precisão e alinhamento ideal da linha mediana da rafe por meio de luz alinhadora (só para MT premium).
- Desbaste exato da face posterior do modelo superior.
- Confeção de modelos exatos e de orientação tridimensional, levando em conta todos os planos do crânio.

## Detalhes

- Graças ao conceito especial de guias, o gabarito não está instalado de forma fixa no equipamento e, portanto, pode ser removido facilmente e sem ferramentas.
- Limpeza simples, rápida e sem necessidade de ferramentas.
- Manual passo a passo com modelos de referência de MS e MI (também adequado para a documentação do processo).

## Outros detalhes

- A posterior montagem não requer pessoal técnico e pode ser efetuada facilmente pelo próprio usuário.



Recorte preciso e orientado para a mordida por meio de gabarito intuitivo

## Dados técnicos

Dimensões (L x A x P)	25 x 42 x 115 mm
Peso	~40 g
Classe do laser	1

## Informações para encomenda

ORTHO guide Set MT premium	No. 18070100
ORTHO guide Set MT3	No. 18080100

# Mais recortadores

## MT3

Recortador de gesso úmido

com disco de corte Klettfix, 220-240 V  
No. 18080000

com disco de corte Marathon, 220-240 V  
No. 18080500

com disco de corte Klettfix, 100-120 V  
No. 18081000

com disco de corte Marathon, 100-120 V  
No. 18081500



## MT plus

Recortador de gesso úmido e seco

com disco de corte Klettfix, 220-230 V  
No. 18030000

com disco de corte Marathon, 220-230 V  
No. 18030500



# Discos de corte

## Klettfix MT plus

Disco de corte de carboneto de silício em 2 granulações



5 x Klettfix MT plus, (3 x granulação 80, 2 x granulação 120) + disco de apoio  
No. 18031000

## Klettfix MT3/MT premium

Disco de corte de carboneto de silício em 2 granulações



5 x Klettfix MT3/MT3 pro/MT premium, (3 x granulação 80, 2 x granulação 120) + disco de apoio  
No. 18031001

## Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Embalagem de refil granulação 80



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium  
No. 18031100

## Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Embalagem de refil granulação 120



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium  
No. 18031200

## Marathon MT plus

Disco de corte parcialmente revestido de diamantes



Marathon MT plus  
No. 18032000

## Marathon MT3/MT premium

Disco de corte parcialmente revestido de diamantes



Marathon MT3/MT3 pro/MT premium  
No. 18032001

## Infinity MT plus

Disco de corte totalmente revestido de diamantes



Infinity MT plus  
No. 18033000

## Infinity MT3/MT premium

Disco de corte totalmente revestido de diamantes



Infinity MT3/MT3 pro/MT premium  
No. 18033001