

The Renfert logo consists of the word "Renfert" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular box. The text is flanked by two white, curved lines that resemble a stylized "R" or a protective shield.

making work easy

A close-up photograph of a dental technician wearing blue nitrile gloves. The technician is using a dental handpiece with a red, circular, multi-faceted polishing bur to work on a 3D-printed tooth model. The model is held in the technician's left hand, and the handpiece is held in the right hand. The background is a soft, out-of-focus blue and white, suggesting a clinical setting.

Renfert Polish 3D-printed materials

NEU 3D-Druck Poliersystem

NEU Renfert Polish 3D-printed materials

Polierspezialist für polymerbasierte Druckmaterialien

„Renfert Polish 3D-printed materials“ ist eine Polierpaste für 3D-gedruckte Kunststoffe, die Layerlinien und Supportspuren kontrolliert glättet. Sie ist für 3D-gedruckte Kunststoffe entwickelt und technologieübergreifend einsetzbar – z. B. für filamentgedruckte Restaurationen aus PMMA/PETG sowie Kronen- und Brückenrestorationen aus Resin. Optional ist ein Starter Kit mit Polierpaste sowie Polierern für Vorpolutur und Hochglanzpolutur verfügbar.

Vorteile

- Speziell entwickelt für die Politur additiv gefertigter Provisorien.
- Schnell zu glatten, polierten Oberflächen für natürlich glänzende Resultate durch abgestimmte Polierkörper und speziell entwickelter Polierpaste
- Sorgt für hygienische Oberflächen und angenehmen Tragekomfort durch verringerte Plaque- und Bakterienablagerungen

Details

- Vorpolutur: Prepolisher 3D side + Prepolisher 3D top
- Politur: Bison + Renfert Polish 3D-printed materials
- Hochglanzpolutur: Lederschwabbel + Baumwollschwabbel



Gedruckte Krone vor und nach dem Polieren (ca. 3 Minuten)



Bestellinformationen

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Renfert Polish 3D-printed materials | Polierpaste 13 g | No. 5104000 |
| Prepolisher 3D top | 17 mm, 1 Stück | No. 880000 |
| Prepolisher 3D side | 26 mm, 10 Stück | No. 870000 |
| Bison | 14, 18 mm, 25/100 Stück | No. 76xxx00 |
| Lederschwabbel | 22 mm, 5 Stück | No. 2081000 |
| Baumwollschwabbel | 22 mm, 12 Stück | No. 2051000 |
| Renfert Polish 3D-printed materials | Starter kit | No. 5104000 |