

The Renfert logo consists of the word "Renfert" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rectangular background. The text is flanked by two white, curved lines that resemble a stylized "R" or a protective shield.

making work easy

A close-up photograph of a dental technician's hands, wearing blue nitrile gloves, working on a 3D-printed tooth. The technician is using a dental handpiece with a red, circular, multi-faceted polishing bur. The tooth is held in the left hand, and the handpiece is being applied to its surface. The background is a soft, out-of-focus blue and white, suggesting a clinical setting.

Renfert Polish 3D-printed materials

новинка

Система полирования для
3D-печатных материалов

НОВИНКА Renfert Polish 3D-printed materials

Специализированное решение для полимерных материалов аддитивного производства

«Renfert Polish 3D-printed materials» — это полировальная паста для 3D-печатных пластмасс, которая позволяет контролируемо сглаживать линии слоев и следы опорных структур. Она разработана специально для 3D-печатных пластмасс и может применяться независимо от используемой технологии печати: например, для реставраций, напечатанных из филаментов ПММА и ПЭТГ методом послойного наплавления, так и для коронок и мостов из светоотверждаемых полимеров. В качестве опции доступен стартовый набор с полировальной пастой и полировальными инструментами для предварительной полировки и полировки до высокого блеска.



Преимущества

- Специально разработано для полировки временных протезов, изготовленных методом аддитивного производства.
- Быстрое получение гладких, отполированных поверхностей с естественным блеском благодаря специально подобранным полировальным элементам и специально разработанной полировальной пасте.
- Обеспечивает гигиеничность поверхностей и комфорт при ношении за счет уменьшения отложений зубного налета и бактерий.

Детали

- Предварительная полировка: Prepolisher 3D side + Prepolisher 3D top
- Полировка: Bison + Renfert Polish 3D-printed materials
- Полировка до зеркального блеска: Кожаный полировальный круг + Хлопчатобумажный полировальный круг



Печатная коронка до и после полирования (около 3 минут)

Информация для заказа

Renfert Polish 3D-printed materials	Полировальная паста 13 г	№ 5104000
Prepolisher 3D top	17 мм, 1 шт.	№ 880000
Prepolisher 3D side	26 мм, 10 шт.	№ 870000
Bison	14, 18 мм, 25/100 шт.	№ 76xxx00
Кожаный полировальный круг	22 мм, 5 шт.	№ 2081000
Хлопчатобумажный полировальный круг	22 мм, 12 шт.	№ 2051000
Renfert Polish 3D-printed materials	Стартовый набор	№ 5104000