Renfert

making work easy

Lösungen für effiziente Workflows in Ihrer Praxis





Behandlungsbereich

Unsere Dentalprodukte sind starke Begleiter, die Abläufe in Ihrer Praxis zuverlässig unterstützen. Einfache Bedienung, schnelle Anwendung und konstante Ergebnisse helfen Ihnen dabei, den Praxisalltag effizient und sicher zu gestalten.

Funktionsbereich

Bei der Oberflächenbearbeitung und Reinigung von Medizinprodukten kommt es auf Präzision, Sicherheit und reproduzierbare Ergebnisse an. Renfert Lösungen unterstützen sichere Prozesse und helfen dabei, Arbeitsabläufe zuverlässig umzusetzen.

AI modified

CLINICAL

Unser Anspruch

Arbeit spürbar einfacher machen

Unsere Lösungen haben ein klares Ziel: Ihren Arbeitsalltag spürbar zu erleichtern. Weniger manuelle Schritte, verlässliche Ergebnisse und mehr Freiraum für das Wesentliche – dafür steht unser Anspruch „making work easy".

Renfert

making work easy



Made in Germany seit 1925 – mit Leidenschaft für dentale Lösungen

Seit 1925 entwickelt und produziert Renfert hochwertige Geräte, Instrumente und Materialien für den Dentalbereich. Unsere Erfahrung verbindet sich mit dem Anspruch, den Arbeitsalltag in Dentallaboren, Zahnarztpraxen und kieferorthopädischen Praxen einfacher, sicherer und effizienter zu machen. In ausgewählten Produktbereichen zählt Renfert heute zu den führenden Anbietern.

Qualität und Service, auf die Sie sich verlassen können

Renfert Produkte stehen für Langlebigkeit, zuverlässige Funktion und hohe Qualität. Sollte dennoch einmal Unterstützung nötig sein, sind wir für Sie da: mit persönlichem Service, drei Jahren Garantie auf Renfert Geräte und Lösungen, die auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt sind. Auch nach dem Kauf bleiben wir an Ihrer Seite – unter anderem mit einer langfristigen Ersatzteilverfügbarkeit von zehn Jahren.



Unser Versprechen

Wenn Anspruch auf Alltag trifft

Wir können viel darüber sagen, was unsere Produkte leisten sollen. Entscheidend ist jedoch, was sie im täglichen Einsatz bewirken. Unsere Kunden erleben, wie einfache Anwendung, zuverlässige Ergebnisse und durchdachte Funktionen den Arbeitsalltag spürbar erleichtern.



Unsere Produkte für Ihre Behandlungsräume und Funktionsbereiche sind für eine einfache und schnelle Bedienung konzipiert. Sie entfalten ihre wahre Größe, wenn Präzision und Sicherheit gefragt sind. Durch unsere langjährige Expertise im Dentalbereich wissen wir, worauf es im Alltag ankommt. Jedes Produkt wird nicht hinter einem Schreibtisch entwickelt, sondern im direkten Austausch mit unseren Kunden.

Bereiche auf einen Blick

- ☑ 3D-Druck
- ☑ Reinigung
- ☑ Praxisausstattung
- ☑ Oberflächenbearbeitung

„Den Praxisalltag ohne die SILENT XS kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Wenn man eine Schiene, eine Prothese oder ein Gipsmodell direkt am Behandlungsstuhl schleifen will, sieht man danach nicht nur selbst schlimm aus, auch das Behandlungszimmer ist voller Staub. Hygienisch und sauber klappt's mit der SILENT XS von Renfert – mobil, praktisch und mit super Saugleistung."



Dr. Petra Sophie Volz,
Zahnärztin,
Deutschland

„Im Zuge des Herstellungsprozesses einer ProArch (All on X) Versorgung werden die Prothesen mindestens drei mal herausgenommen. Es gibt keinen besseren Freund als das SYMPRO von Renfert. Wir setzen die Prothesen einfach zusammen mit dem Reinigungsmittel in das SYMPRO ein und fahren parallel mit dem Behandlungsablauf fort."



James Angelone,
Inhaber & Leiter von
Denture Man,
USA

„Die Umstellung auf das SIMPLEX System für Provisorien hat unseren Praxisalltag deutlich vereinfacht – unkomplizierte Bedienung, keine Gerüche, keine aufwendige Nachbereitung."



Dr. Lina Karnesi,
Zahnärztin,
Deutschland

3D-Filamentdruck System

Der Gamechanger im digitalen Workflow



Mit **SIMPLEX 2 SX** wird der dentale 3D-Filamentdruck in der Zahnarztpraxis einfach und effizient nutzbar. Das abgestimmte System aus Software, Hardware, Materialien und Zubehör ermöglicht die zeitsparende Herstellung von Provisorien direkt in der Praxis. So unterstützt SIMPLEX 2 SX einen flexiblen digitalen Workflow und erleichtert den Einstieg in den 3D-Druck im Praxisalltag.

SIMPLEX 2 SX ist aktuell nur bei autorisierten Händlern in Deutschland und Italien erhältlich.

Digital gefertigte Provisorien



Ästhetische Provisorien in VITA-Farben – digital gefertigt, direkt einsatzbereit und wirtschaftlich. Medizinprodukte gemäß MDR: Eldy Plus Klasse I, The.r.mo.Bridge Klasse IIa.

Digital gefertigte Abformlöffel



Maßgefertigte Abformlöffel in Rosa oder Blau – stabil und sofort einsatzbereit. Der Löffel wird in wenigen Klicks konstruiert und passgenau gedruckt.

Digital gefertigte KFO-Modelle



Digital gefertigte KFO-Modelle aus dem 3D-Drucker – präzise, stabil und sofort einsatzbereit.

Mobile Absaugung

PRAXISAUSSTATTUNG

Schluss mit herumfliegendem Schleifstaub in der Praxis!



Kleine Schleifarbeiten, die direkt am Behandlungsstuhl oder im Minilabor anfallen, erzeugen Staub, der sich ohne mobile Absaugung schnell verteilt. Mit **SILENT XS** haben Sie die passende Lösung direkt zur Hand: kompakt, kabellos und flexibel einsetzbar – genau dort, wo sie gebraucht wird.

„Für die kleinen Schleifarbeiten in meiner Praxis brauche ich keine fest installierte Absaugung. SILENT XS ist die ideale Lösung: Sie ist leicht, mobil und sofort einsatzbereit."




Dr. Jasmine Boudjemia,
Zahnärztin
aus Frankreich

☑ Flexibel



Kabelloser Akkubetrieb für maximale Bewegungsfreiheit – vom Behandlungsstuhl bis zum Minilabor.

☑ Einfach



Einhandbedienung und LED-Beleuchtung für optimale Sicht auf die Arbeit. Ideal für kurze Schleifjobs.

☑ Sauber



Beutellos und mit H13/HEPA-Material für zuverlässigen Schutz. Bis zu 99,995 % Abscheidegrad.

Reinigungssystem für herausnehmbare Dentalversorgungen

REINIGUNG


Effiziente Aufbereitung als attraktive Zusatzleistung



Das kompakte Reinigungsgerät **SYMPRO** ist besonders zur Reinigung von herausnehmbaren dentalen Versorgungen, all on x, Schienen und KFO-Apparaturen geeignet. Sparen Sie Zeit durch den effektiven und automatisierten Reinigungsprozess im Vergleich zu manuellen Methoden.



☑ Patientenbindung



Erweitern Sie Ihr Leistungs-Repertoire um eine vorteilhafte Lösung: Prophylaxe-Leistung für Prothesenträger.

☑ Prozesssicherheit



Validierte, hygienische Aufbereitung der Systembestandteile. Die Materialkompatibilität bei gängigen Dentalmaterialien wurde extern geprüft.

☑ Systemerweiterung



Mit SYMPRO, temp:ex und Mini-Becher Set reinigen Sie temporär zementierte Restaurationen automatisiert und materialschonend – für weniger Aufwand und mehr Zeit in der Praxis.


Mehr als Abstrahlen: Pre-Bonding.

Sicherer Haftverbund mit System



Prebonding ist nicht mit einfachem Strahlen gleichzusetzen: Erst definierte Prozessparameter, ein kontrollierter Arbeitsabstand, geeigneter Druck und abgestimmtes Strahlmittel schaffen eine reproduzierbare Oberflächenkonditionierung. Die **Basic prebonder** Strahlgeräte bieten dafür eine validierte Lösung. Mitentwickelt von der zahnmedizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München, unterstützen sie eine sichere, standardisierte Vorbehandlung von Restaurationen.

☑ Sicherer Haftverbund



Die Basic prebonder sorgen durch standardisiertes Abstrahlen von Zirkonoxid, Metalllegierungen, Hybridmaterialien und modernen Polymeren für eine kontrollierte Oberflächenkonditionierung und einen sicheren Haftverbund.

☑ Der flexible Kompakte



Dank kompakter Bauweise ist der **Basic prebonder XS** flexibel einsetzbar. In Kombination mit einer Strahlkammer oder Strahlbox ermöglicht das Ein-Tank-System den einfachen Einstieg in den wissenschaftlich definierten Prebonding-Prozess.

☑ Der Alleskönner



Der **Basic prebonder** bietet alles, was der Basic prebonder XS für validiertes Prebonding leistet – und darüber hinaus flexible Tankoptionen für zusätzliche Strahlarbeiten.

Feinstrahlgerät zur Reinigung und Konditionierung

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG


REINIGUNG

Kompakt und vielseitig in der Anwendung




Basic eco ist die kompakte und wirtschaftliche Lösung für Praxen, die ein vielseitiges Feinstrahlgerät für Reinigung und allgemeine Oberflächenbearbeitung suchen. Er unterstützt die Reinigung von Restaurationen und Prothesen sowie die Konditionierung ausgewählter Oberflächen – platzsparend, einfach in der Anwendung und mit guter Sicht auf den Arbeitsbereich.

☑ Präzise Reinigung



Bei der Reinigung von Restaurationsinnenflächen sorgen Mischkammer-Technologie und Düsengeometrie für einen präzisen Strahlmittelfluss bei deutlich reduziertem Verbrauch.

☑ Freie Sicht



Eine einmalig gute Sicht auf die eigenen Hände und das Strahlobjekt sorgt für hochfokussierte Präzision beim Abstrahlen.

\+



Ergänzung für saubere Luft

Die kompakte und staubbeutellose Absaugung SILENT compact sorgt leise im Hintergrund für das Absaugen der Sandpartikel sowie für saubere Luft und freie Sicht im Strahlraum.



Kompaktes Duo: Absaugung und Absaugbox

Staubfreies Schleifen und Ausarbeiten

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG


Bei Schleif- oder Ausarbeitungsarbeiten unterstützt die Kombination aus **SILENT compact** und **Dustex master plus** sauberes, kontrolliertes Arbeiten und schützt den Arbeitsbereich zuverlässig vor Staub – einfach integrierbar in den Praxisalltag.

☑ Sauber & Leise



Die beutellose SILENT compact Absaugung überzeugt mit kompakter Bauweise, automatischer Filterabreinigung und extrem leisem Betrieb.

☑ Schutz & Ergonomie



Die Absaugbox Dustex master plus schützt vor Splittern, Staub und Dämpfen. Ihre ergonomische Bauweise ermöglicht ein freies, bequemes Arbeiten.

☑ Freie Sicht für Präzision



Die Kombination beider Geräte führt zu einer staubfreien Sicht auf das Objekt und schafft dadurch perfekte Bedingungen für präzises Arbeiten.

MDR-konforme Ultraschallreinigung

REINIGUNG

Flexible Reinigung für Medizinprodukte



Das Ultraschallreinigungsgerät **Easyclean MD*** unterstützt die leistungsstarke Reinigung und Vorreinigung von Medizinprodukten wie Abutments, Prothesen und Instrumentarium. Als MDR-konforme Lösung verbindet es zuverlässige Ultraschalltechnik mit besonders einfacher Bedienung – ideal für Praxen, die Medizinprodukte und Equipment effizient säubern möchten. Mehrere Ultraschall-Modi ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen, mit modernem Design.

* Easyclean MD ist nur in der EU erhältlich. Außerhalb der EU steht das Easyclean TEC zur Verfügung.

☑ Echte Praxisqualität



Easyclean MD erfüllt als Medizinprodukt Klasse I die Anforderungen der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745.

☑ Überzeugend vielseitig



Mit fünf vorkonfigurierten Ultraschallmodi lässt sich für jede Situation das richtige Programm aktivieren.

☑ Intuitive Bedienung




Eine intuitive Bedienung erlaubt das mühelose Anlegen individueller Programme.

Nützliche Erweiterungen

SIMPLEX filaments temp
Filamente für Lang-und Kurzzeit-provisorien

MD Medical Class I
MD Medical Class IIa



SIMPLEX filaments trays
Filament für individuelle und Funktionslöffel





SIMPLEX filaments model
Filament für die KFO-Modellherstellung



SIMPLEX model isolation
Isoliermittel für 3D-gedruckte Modelle



Renfert Polish 3D-printed materials starter kit
Poliermittel und Polierkörper für die Politur von 3D-gedruckten Materialien



SILENT XS Zubehör
Kloben zur Handauflage und Ersatzfilter für die mobile Absaugung



SYMPRO Zubehör
help:ex plaque f Reinigungsflüssigkeit zur Entfernung häufiger Ablagerungen

help:ex plaque p Reinigungspulver zur Entfernung häufiger Ablagerungen

help:ex discolor f Spezialreiniger zur Enfernung hartnäckiger Verfärbungen

temp:ex Lösungsmittel für dentale Temporärzemente



Strahltechnik Zubehör
Prebonder surface pro Strahlmittel zur Oberflächenkonditionierung

Cobra Strahlmittel für reguläre Strahlarbeiten



Ultraschall Zubehör
Reinigungsglas, Einsatzkorb und Tauchkorb



Dustex master
Lupe mit Halterung





making work easy

„making work easy", das ist unser Versprechen in allem was wir tun. Renfert-Produkte werden perfekt auf Ihre Bedürfnisse hin entwickelt. Alles, was wir tun, folgt einem bestimmten Ziel: Ihre tägliche Arbeit ein bisschen leichter zu machen. Denn genau darum geht es bei „making work easy": weniger Stress, bessere Ergebnisse, mehr Erfolg

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen / Germany | Tel. +49 7731 8208-0 | Fax +49 7731 8208-70 | info@renfert.com

526 A