Renfert

making work easy

Soluciones para una clínica dental más eficiente





Área clínica

Nuestros productos dentales son aliados de confianza que optimizan los procesos de trabajo de la clínica dental. Su facilidad de uso, rapidez de aplicación y resultados constantes contribuyen a que el trabajo diario sea más eficiente y seguro.

Áreas técnicas

En el acabado superficial y la limpieza de productos sanitarios, tanto la precisión como la seguridad o la obtención de resultados reproducibles son fundamentales. Las soluciones de Renfert favorecen no solo la seguridad de los procesos de trabajo sino también su fiabilidad.

AI modified

CLINICAL

Nuestra filosofía

Facilitar el trabajo de forma tangible

Nuestras soluciones tienen un objetivo claro: facilitar el trabajo diario de forma tangible. Menos pasos manuales, resultados fiables y más tiempo para lo realmente importante: ese es el propósito que define nuestra filosofía "making work easy".

Renfert making work easy



Made in Germany desde 1925: pasión por las soluciones dentales

Desde 1925, Renfert desarrolla y fabrica aparatos, instrumentos y materiales de gran calidad para el sector dental. Nuestra experiencia se combina con el compromiso de lograr que el trabajo diario en laboratorios dentales, clínicas odontológicas y clínicas de ortodoncia sea más sencillo, seguro y eficiente. En la actualidad, Renfert es uno de los principales proveedores en determinadas áreas de productos.

Calidad y servicio de confianza

Los productos de Renfert destacan por su durabilidad, fiabilidad y alta calidad. Pero si en alguna ocasión necesita ayuda, estamos a su disposición con un servicio personalizado, tres años de garantía para los equipos Renfert y soluciones diseñadas para ofrecer una vida útil muy prolongada.
También seguimos a su lado una vez realizada la compra y, entre otros, garantizamos una disponibilidad de piezas de recambio durante diez años.



Nuestra promesa

Cuando el compromiso se une al trabajo diario

Podemos hablar mucho sobre qué deberían ofrecer nuestros productos. Pero lo realmente importante es qué aportan en la práctica diaria. Nuestros clientes experimentan cómo la facilidad de uso, los resultados fiables y unas funciones ingeniosas facilitan claramente el trabajo diario.



Nuestros productos para salas de tratamiento y áreas técnicas están diseñados para ofrecer un manejo sencillo y rápido. Y demuestran todo su potencial allí donde se requiere precisión y seguridad. Gracias a nuestra amplia experiencia en el sector dental, sabemos qué es lo realmente importante en el trabajo diario. Cada producto no se desarrolla detrás de un escritorio, sino en contacto directo con los clientes.

Áreas

- ☑ Impresión 3D
- ☑ Limpieza
- ☑ Equipamiento para clínicas
- ☑ Tratamiento de superficies

"Ya no me puedo imaginar el día a día en la consulta sin el SILENT XS. Cuando se quiere desbastar una férula, una prótesis o un modelo de yeso directamente en el sillón dental, uno acaba cubierto de polvo, y el gabinete también. Con el SILENT XS de Renfert, todo se mantiene limpio e higiénico: es móvil, práctico y con una potencia de aspiración excelente".



Dra. Petra Sophie Volz,
odontóloga,
Alemania

"Durante la fabricación de una restauración ProArch (All on X), se sacan todas las prótesis, como mínimo, tres veces. SYMPRO de Renfert es el mejor aliado que podríamos tener. Simplemente, introducimos las prótesis junto con el agente de limpieza en la SYMPRO y proseguimos en paralelo con el proceso de tratamiento".



James Angelone,
propietario y director de
Denture Man,
EE. UU.

"Pasarnos al sistema SIMPLEX para provisionales ha simplificado notablemente nuestra rutina diaria en la clínica: manejo sencillo, sin olores y sin tratamientos posteriores complejos".



Dra. Lina Karnesi,
odontóloga,
Alemania

Sistema de impresión 3D por filamento

El punto de inflexión en el flujo de trabajo digital



Con **SIMPLEX 2 SX** la impresión 3D por filamento para aplicaciones dentales se integra de forma sencilla y eficiente en la clínica odontológica. Este sistema perfectamente coordinado de software, hardware, materiales y accesorios permite fabricar provisionales directamente en la clínica, con el consiguiente ahorro de tiempo. De este modo, SIMPLEX 2 SX facilita un flujo de trabajo digital flexible y permite iniciarse fácilmente en la impresión 3D en el día a día de la consulta.

Actualmente, SIMPLEX 2 SX solo puede adquirirse a través de distribuidores autorizados en Alemania y Italia.

Provisionales fabricados digitalmente



Provisionales estéticos en colores VITA: fabricados digitalmente, listos para usar y económicos. Dispositivos médicos conformes con el reglamento MDR: Eldy Plus clase I, The.r.mo.Bridge clase IIa.

Cubetas de impresión fabricadas digitalmente



Cubetas de impresión personalizadas en rosa o azul: resistentes y listas para usar. La cubeta se diseña con solo unos clics y se imprime con total precisión.

Modelos de ortodoncia fabricados digitalmente



Modelos de ortodoncia fabricados digitalmente con impresoras 3D: precisos, resistentes y listos para usar.

Aspiración móvil

¡Adiós al polvo de fresado en la clínica dental!



Los pequeños trabajos de retoque que se realizan directamente en el sillón dental o en el laboratorio de la clínica generan un polvo que, sin un sistema de aspiración portátil, se dispersa rápidamente. Con **SILENT XS** tendrá la solución adecuada siempre a mano: compacto, inalámbrico y flexible, para utilizar exactamente allí donde se necesite.

"Para los pequeños trabajos de retoque en la consulta, no necesito una aspiración fija. SILENT XS es la solución ideal: es ligero, portátil y está listo para usarse inmediatamente".




Dra. Jasmine Boudjemia,
odontóloga,
Francia

☑ Flexible



Funcionamiento inalámbrico para máxima libertad de movimiento, del sillón dental al laboratorio de la clínica.

☑ Sencillo



Manejo con una sola mano e iluminación LED para trabajar con óptima visibilidad. Ideal para breves trabajos de rectificado.

☑ Limpio



Sin saco de polvo y con filtro H13/HEPA para una protección eficaz. Grado de eliminación hasta 99,995 %.

Sistema de limpieza para rehabilitaciones dentales removibles

LIMPIEZA


Acondicionamiento eficiente como atractivo adicional



El aparato de limpieza compacto **SYMPRO** está especialmente indicado para limpiar rehabilitaciones dentales removibles, rehabilitaciones completas "All-on-X", férulas y aparatos ortodónticos. Ahorre tiempo gracias a un proceso efectivo y automatizado de limpieza en comparación con métodos manuales.



☑ Fidelización del cliente



Amplíe su cartera de servicios con una solución atractiva: actuación profiláctica para usuarios de prótesis.

☑ Seguridad de procesos



Acondicionamiento validado e higiénico de los componentes del sistema. La compatibilidad de los materiales se ha probado externamente en los materiales dentales más habituales.

☑ Ampliación del sistema



Con SYMPRO, temp:ex y el juego de minivasos podrá limpiar de forma automatizada y respetuosa con los materiales las restauraciones cementadas provisionalmente, con menos esfuerzo y ganando tiempo para la clínica.

Más que arenado: prebonding


Unión adhesiva segura con sistema



AI modified

El prebonding, o acondicionamiento superficial controlado, no es lo mismo que un simple arenado: Solo con unos parámetros bien definidos, una distancia de trabajo controlada, una presión adecuada y un abrasivo perfectamente adaptado logrará conseguir un acondicionamiento reproducible de las superficies. Las arenadoras **Basic prebonder** son la solución ideal. Desarrolladas en colaboración con la Facultad de Odontología de la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, permiten realizar un tratamiento previo seguro y estandarizado de las restauraciones.

☑ Unión adhesiva segura



Las Basic prebonder permiten obtener un acondicionamiento controlado de superficies, así como una unión adhesiva segura, gracias al arenado estandarizado de óxido de circonio, aleaciones metálicas, materiales híbridos y polímeros modernos.

☑ El compacto flexible



Gracias a su diseño compacto, **Basic prebonder XS** puede utilizarse con flexibilidad. En combinación con una cabina de arenado o con una caja de repasado, este sistema de un solo depósito permite iniciarse con facilidad en el método de "prebonding" definido científicamente.

☑ El multiusos



El **Basic prebonder** no solo ofrece todo lo que Basic prebonder XS proporciona para un prebonding validado, sino que además cuenta con distintas opciones de depósito para realizar otros trabajos de arenado.

Arenadora de precisión para limpieza y acondicionamiento

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES


LIMPIEZA

Uso compacto y versátil




Basic eco es una solución compacta y económica para clínicas que buscan una arenadora de precisión versátil para la limpieza y el tratamiento general de superficies. Permite limpiar restauraciones y prótesis, así como acondicionar determinadas superficies. Además, ocupa poco espacio, es fácil de utilizar y ofreceo una visión óptima de la zona de trabajo.

Limpieza precisa



En la limpieza de superficies interiores de restauraciones, la tecnología de la cámara de mezcla, junto con la geometría de la tobera, garantizan un flujo preciso del abrasivo, lo que reduce drásticamente el consumo.

Visibilidad total



Una visión excepcional de las manos y de las piezas a tratar permite trabajar con gran precisión durante el arenado.



Complemento para un aire más limpio

El compacto sistema de aspiración sin bolsa SILENT compact aspira silenciosamente las partículas de abrasivo y garantiza un aire limpio, así como una visibilidad perfecta en la cabina de arenado.



Dúo compacto: aspiración y caja de repasado

Lijado y repasado sin polvo


Durante los trabajos de lijado o repasado, la combinación de **SILENT compact** y **Dustex master plus** permite trabajar de forma limpia y controlada, protegiendo eficazmente la zona de trabajo del polvo e integrándose fácilmente en el trabajo diario de la clínica.

☑ Limpio y silencioso



El sistema de aspiración sin bolsa SILENT compact convence por su diseño compacto, la limpieza automática del filtro y un funcionamiento extremadamente silencioso.

☑ Protección y ergonomía



La caja de repasado Dustex master plus protege contra astillas, polvo y vapores. Su diseño ergonómico permite trabajar con libertad y comodidad.

☑ Visibilidad total para mayor precisión



La combinación de ambos aparatos permite trabajar con una visión del objeto sin polvo, creando así las condiciones ideales para lograr la máxima precisión.

Limpieza por ultrasonidos conforme a MDR

Limpieza flexible para productos sanitarios



El aparato de limpieza por ultrasonidos **Easyclean MD*** permite realizar limpiezas a fondo o limpiezas previas de productos sanitarios, como pilares, prótesis o instrumental. Este aparato conforme a MDR combina una tecnología ultrasónica fiable con un manejo especialmente sencillo: ideal para clínicas que desean limpiar productos sanitarios y equipamiento de forma eficiente. Sus diferentes modos de ultrasonidos permiten adaptar el proceso a distintas necesidades, todo ello con un diseño moderno.

* Easyclean MD solo puede adquirirse en la UE. Fuera de la UE puede adquirirse Easyclean TEC.

☑ Calidad profesional para la clínica



Como producto sanitario de clase I, Easyclean MD cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.

☑ Versatilidad convincente



Sus cinco modos de ultrasonidos preconfigurados permiten activar el programa adecuado para cada situación.

☑ Manejo intuitivo




El manejo intuitivo facilita la configuración de los distintos programas.

Prácticos complementos

SIMPLEX filaments temp
Filamentos para provisionales de corta y larga duración

MD Medical Class I
MD Medical Class IIa



SIMPLEX filaments trays
Filamento para cubetas individuales y funcionales





SIMPLEX filaments model
Filamento para la confección de modelos de ortodoncia



SIMPLEX model isolation
Agente aislante para modelos impresos en 3D



Renfert Polish 3D-printed materials starter kit
Pastas de pulido y pulidores para el pulido de materiales impresos en 3D



Accesorios de SILENT XS
Tacos para apoyar las manos y los filtros de repuesto en la aspiración móvil



Accesorios de SYMPRO
help:ex plaque f Detergente para la eliminación de depósitos frecuentes

help:ex plaque p Polvo de limpieza para la eliminación de depósitos frecuentes

help:ex discolor f Detergente especial para la eliminación de decoloraciones resistentes

temp:ex Disolvente para cementos dentales temporales



Accesorios para técnica de chorreado
Prebonder surface pro Medio abrasivo para el acondicionamiento de superficies

Cobra Medio abrasivo para trabajos periódicos de arenado



Accesorios para ultrasonidos
Vaso de cristal, cesta insertable y cesta de inmersión



Dustex master
Lente de aumento con soporte





making work easy

"making work easy" es nuestra promesa en todo lo que hacemos. Los productos Renfert se adaptan perfectamente a sus necesidades. Todo lo que hacemos persigue un objetivo concreto: lograr que su trabajo diario sea un poco más sencillo. Porque en eso consiste precisamente "making work easy": menos estrés, mejores resultados, más éxito

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen / Germany | Tel. +49 7731 8208-0 | Fax +49 7731 8208-70 | info@renfert.com

526A