Renfert

making work easy

Решения для эффективных рабочих процессов в вашей клинике





Для работ в зоне лечения

Наши стоматологические продукты — надежные помощники, которые обеспечивают стабильную поддержку рабочих процессов в вашей клинике. Простота эксплуатации, быстрота применения и стабильные результаты помогают эффективно и безопасно организовать повседневную работу клиники.

Для технических работ

При обработке поверхностей и очистке медицинских изделий решающее значение имеют точность, безопасность и воспроизводимость результатов. Решения Renfert поддерживают безопасные процессы и помогают надежно выполнять рабочие операции.

AI modified

CLINICAL

Наше кредо

Сделать работу ощутимо проще

Наши решения преследуют ясную цель: ощутимо облегчить вашу повседневную работу. Меньше ручных операций, надежные результаты и больше времени для главного — в этом заключается наш принцип «making work easy».

Renfert

making work easy



Сделано в Германии с 1925 года — с увлеченностью стоматологией

С 1925 года компания Renfert разрабатывает и производит высококачественные аппараты, инструменты и материалы для стоматологии. Наш опыт сочетается со стремлением сделать повседневную работу в зуботехнических лабораториях, стоматологических клиниках и ортодонтических кабинетах проще, безопаснее и эффективнее. В отдельных сегментах продукции Renfert сегодня входит в число ведущих поставщиков.

Качество и сервис, на которые вы можете положиться

Продукция Renfert — это долговечность, надежная работа и высокое качество. Если вам все же потребуется поддержка, мы всегда рядом: персональный сервис, три года гарантии на оборудование и решения Renfert, рассчитанные на длительный срок службы. Мы остаемся с вами и после покупки — в том числе благодаря обеспечению необходимых запасных частей в течение десяти лет.



Что мы обещаем

Когда кредо встречается с повседневностью

Мы можем много говорить о том, что должны делать наши продукты. Однако решающее значение имеет то, что они дают в ежедневной работе. Наши клиенты ощущают, как простота использования, надежные результаты и продуманные функции заметно облегчают рабочие будни.



Наши продукты для процедурных кабинетов и функциональных зон разработаны для простого и быстрого управления. Они раскрывают свою истинную силу, когда требуются точность и безопасность. Благодаря многолетнему опыту в стоматологической сфере мы знаем, что важно в повседневной работе. Каждый продукт разрабатывается не за письменным столом, а в прямом диалоге с нашими клиентами.

Обзор областей применения

- ☑ 3D-печать
- ☑ Очистка
- ☑ Оснащение клиники
- ☑ Обработка поверхностей

«Я уже не представляю повседневную работу клиники без SILENT XS. Когда нужно шлифовать шину, протез или гипсовую модель прямо у стоматологического кресла, после этого не только сам выглядишь ужасно, но и весь кабинет в пыли. Гигиенично и чисто — это с SILENT XS от Renfert: мобильная, практичная и с превосходной мощностью всасывания».



Д-р Петра Софи Фольц, стоматолог Германия

«В процессе изготовления ортопедической конструкции ProArch (All-on-X) протезы вынимаются как минимум трижды. Нет лучшего помощника, чем SYMPRO от Renfert. Мы просто помещаем протезы вместе с моющим средством в SYMPRO и параллельно продолжаем лечебный процесс».



Джеймс Анджелоне, владелец и руководитель Denture Man, США

«Переход на систему SIMPLEX для временных протезов заметно упростил нашу повседневную работу — простое управление, отсутствие запахов, никакой трудоемкой дополнительной обработки».



Д-р Лина Карнези, стоматолог, Германия

Система филаментной 3D-печати

3D-ПЕЧАТЬ

Революция в цифровом рабочем процессе



С принтером **SIMPLEX 2 SX** филаментная 3D-печать в стоматологической клинике становится простой и эффективной. Согласованная система из программного обеспечения, аппаратной части, материалов и принадлежностей позволяет экономить время при изготовлении временных конструкций непосредственно в клинике. Таким образом, SIMPLEX 2 SX поддерживает гибкий цифровой рабочий процесс и облегчает начало работы с 3D-печатью в повседневной практике.

SIMPLEX 2 SX доступен только у авторизованных дилеров в Германии и Италии.

- Временные конструкции, изготовленные цифровым способом
- Изготовленные цифровым способом оттискные ложки
- Изготовленные цифровым способом ортодонтические модели



Эстетичные временные конструкции в нескольких оттенках по шкале VITA, изготовленные цифровым методом, сразу готовы к применению и экономически эффективные. Медицинские изделия в соответствии с нормами MDR: Eldy Plus класс I, The.r.mo. Bridge класс IIa.



Индивидуальные оттискные ложки в розовом или синем цвете — прочные и сразу готовые к применению. Ложка конструируется в несколько кликов и печатается с точной посадкой.




Ортодонтические модели, изготовленные цифровым способом на 3D-принтере — точные, прочные и сразу готовые к применению.

Мобильная вытяжка

ОСНАЩЕНИЕ КЛИНИКИ

Покончите с разлетающейся шлифовальной пылью в клинике!



Мелкие шлифовальные работы прямо у стоматологического кресла или в мини-лаборатории создают пыль, которая без без мобильной аспирации вытяжки распространяется по помещению. Благодаря **SILENT XS** у вас под рукой всегда имеется подходящее решение: компактное, беспроводное и гибкое в применении — именно там, где оно необходимо.

«Для небольших шлифовальных работ в моей клинике мне не нужна стационарная вытяжка. SILENT XS — идеальное решение: она легкая, мобильная и сразу готова к применению».




Д-р Жасмин Буджемья, стоматолог из Франции

☑ Гибкость



Беспроводная работа от аккумулятора для максимальной свободы перемещения — от стоматологического кресла до мини-лаборатории.

☑ Простота



Управление одной рукой и светодиодная подсветка для оптимального обзора во время работы. Идеально для коротких шлифовальных работ.

☑ Чистота




Без мешка-пылесборника и с фильтрующим материалом H13/HEPA для надежной защиты. До 99,995 % эффективности фильтрации.

Система очистки съемных ортопедических конструкций

ОЧИСТКА


Эффективная очистка протезов как привлекательная дополнительная услуга



Компактное устройство **SYMPRO** особенно подходит для очистки съемных ортопедических конструкций, конструкций All-on-X, шин и ортодонтических аппаратов. Экономьте время благодаря эффективному и автоматизированному процессу очистки по сравнению с ручными методами.



Лояльность пациентов



Расширьте свой спектр услуг с помощью выгодного решения: профилактическая услуга для пациентов со съемными протезами.

Надежность процесса



Валидированная, гигиеничная обработка компонентов системы. Совместимость чистящих средств с распространенными стоматологическими материалами прошла независимую проверку.

Расширение системы



С помощью SYMPRO, temp:ex и набора мини-стаканчиков вы автоматизированно и бережно очищаете временно зацементированные реставрации — меньше трудозатрат и больше времени в клинике.

Больше, чем пескоструйная обработка: пребондинг


ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Система для надежного адгезионного соединения



Пребондинг нельзя приравнивать к простой пескоструйной обработке. Только заданные параметры процесса, контролируемое рабочее расстояние, подходящее давление и согласованный абразивный материал обеспечивают воспроизводимое кондиционирование поверхности. Аппараты для тонкой струйной обработки **Basic prebonder** предлагают для этого валидированное решение. Разработанные совместно со стоматологическим факультетом Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана, они обеспечивают безопасную, стандартизированную предварительную обработку реставраций.

☑ Надежное адгезионное соединение



Basic prebonder за счет стандартизированной струйной обработки диоксида циркония, металлических сплавов, гибридных материалов и современных полимеров обеспечивают контролируемое кондиционирование поверхности и надежное адгезионное соединение.

☑ Гибкий и компактный



Благодаря компактной конструкции **Basic prebonder XS** отличается гибкостью применения. В сочетании с пескоструйной камерой или пескоструйным боксом система с одним бачком для абразива обеспечивает легкое начало работы по научно обоснованным процессам пребондинга.

☑ Универсал




Basic prebonder предлагает все, что и Basic prebonder XS для валидированного пребондинга, — и вдобавок до трех дополнительных бачков для абразива для других пескоструйных работ.

Тонкоструйный аппарат для очистки
и кондиционирования

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ


ОЧИСТКА

Компактный и универсальный в применении




Basic eco — это компактное и экономичное решение для клиник, которые ищут универсальный тонкоструйный аппарат для очистки и общей обработки поверхностей. Он помогает очищать реставрации и протезы, а также кондиционировать отдельные поверхности — компактно, просто в использовании и с хорошим обзором рабочей зоны.

Точная очистка



При очистке внутренних поверхностей реставраций технология смесительной камеры и геометрия сопла обеспечивают точный поток абразива при значительно сниженном расходе.

Свободный обзор



Исключительно хороший обзор рук и объекта обработки обеспечивает фокусированную точность при пескоструйной обработке.




Принадлежность для чистого воздуха

Компактная вытяжка SILENT compact без мешка-пылесборника тихо, в фоновом режиме, обеспечивает отсасывание частиц абразива, а также чистый воздух и свободный обзор в пескоструйной камере.

Компактный дуэт: вытяжка и вытяжной бокс

Шлифование и обработка без пыли




При шлифовании и обработке комбинация вытяжки **SILENT compact** и бокса **Dustex master plus** обеспечивает чистую, контролируемую работу и надежно защищает рабочую зону от пыли — при этом легко интегрируется легко интегрируясь в работу клиники.

☑ Чисто и тихо



Вытяжка SILENT compact без мешка-пылесборника впечатляет компактной конструкцией, автоматической очисткой фильтра и чрезвычайно тихой работой.

☑ Защита и эргономика



Вытяжной бокс Dustex master plus защищает от осколков, пыли и паров. Его эргономичная конструкция обеспечивает свободную и удобную работу.

☑ Свободный обзор для точной работы



Сочетание обоих аппаратов обеспечивает свободный от пыли обзор объекта и таким образом создает идеальные условия для точной работы.

Ультразвуковая очистка, соответствующая требованиям MDR

Гибкая очистка медицинских изделий



Прибор для ультразвуковой чистки **Easyclean MD*** предназначен для интенсивной чистки или предварительной чистки медицинских изделий (например, абатментов, протезов) и инструментов. Как решение, соответствующее требованиям MDR, прибор сочетает надежную ультразвуковую технологию с особенно простым управлением — идеально для клиник, желающих эффективно очищать медицинские изделия и оборудование. Несколько ультразвуковых режимов обеспечивают гибкую адаптацию к различным требованиям. Прибор отличается современным дизайном.

* Easyclean MD доступен только в ЕС. За пределами ЕС доступен Easyclean TEC.

Настоящее качество для клиники



Easyclean MD как медицинское изделие класса I соответствует требованиям Регламента о медицинских изделиях (ЕС) 2017/745.

Убедительная универсальность



Благодаря пяти предварительно настроенным ультразвуковым режимам подходящую программу можно выбрать для любой ситуации.


Интуитивно понятное управление



Интуитивно понятное управление позволяет легко создавать индивидуальные программы.

Полезные материалы и принадлежности

SIMPLEX filaments temp
Филаменты для временных конструкций длительного и краткосрочного ношения



SIMPLEX filaments trays
Филамент для индивидуальных и функциональных ложек





SIMPLEX filaments model
Филамент для изготовления ортодонтических моделей



SIMPLEX model isolation
Изолирующее средство для 3D-печатных моделей



Стартовый набор Renfert Polish 3D-printed materials
Полировальное средство и соответствующие полировальные инструменты для материалов, напечатанных на 3D-принтере



Принадлежности для SILENT XS
Блок для опоры руки и сменный фильтр для мобильной вытяжки



Принадлежности для SYMPRO
help:ex plaque f чистящая жидкость для удаления частых отложений

help:ex plaque p чистящий порошок для удаления частых отложений

help:ex discolor f специальный очиститель для удаления стойких изменений цвета

temp:ex растворитель для стоматологических временных цементов



Принадлежности для пескоструйной техники
Абразивный материал Prebonder surface pro для кондиционирования поверхности

Абразивный материал Cobra для обычных пескоструйных работ




Принадлежности для ультразвуковой очистки
Стеклянный стакан для очистки, вставная корзина и погружная корзина



Для бокса Dustex master
Лупа с держателем





Renfert

making work easy

«making work easy» – это наш девиз во всем, что мы делаем. Продукты Renfert разрабатываются идеально под ваши потребности. Всё, что мы делаем, подчинено одной цели: сделать вашу ежедневную работу немного легче. Ведь именно в этом суть «making work easy»: меньше стресса, лучше результаты, больше успеха.

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/Germany | Tel. +49 7731 8208-0 | Fax +49 7731 8208-70 | info@renfert.com

526 A